



**TV-Hörsystem
mit 1 Kinnbügelhörer,
2,3 MHz-Infrarot**

**TV-Hörsystem
mit 1 Kinnbügelhörer,
2,3 MHz-Infrarot**

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues TV-Hörsystem	6
Lieferumfang	6
Produkteigenschaften	7
Wichtige Hinweise vorab	8
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	11
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	12
Zusätzliche Hinweise zur Verwendung von Lithium- Polymer(LiPo)-Akkus	12
Konformitätserklärung	15
Das TV-Hörsystem im Überblick	16
Sendeeinheit Vorderseite	16
Sendeeinheit Rückseite	17
Kinnbügelhörer	17
Erste Schritte	18

I – Stromversorgung herstellen	18
II – Audiokabel verbinden	18
III – Standort / Stromversorgung	22
IV – Ladevorgang	23
V – Sendesignal EIN/AUS	24
Betrieb	25
Gebrauch des Kinnbügelhörers	25
Abnehmen des Kinnbügelhörers	26
Pflege und Wartung	27
Silikon-Ohrpasstücke:	27
Ersatzbatterie:	27
Hilfreiche Hinweise	28
Was tun bei Problemen	30
Technische Daten	33

IHR NEUES TV-HÖRSYSTEM

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen TV-Hörsystems! Mit diesem Gerät können Sie jederzeit fernsehen oder Radio beziehungsweise Musik hören ohne jemand anderen zu stören. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- Sendeeinheit mit Ladestation für Kinnbügelhörer
- 1 Kinnbügelhörer
- Ersatz-Ohrpasstücke
- Steckernetzteil
- Audiokabel (Cinch auf 3,5-mm-Klinke)
- Bedienungsanleitung



HINWEIS:

Die Sendeeinheit besitzt zwei Ladeschächte, wird aber nur mit einem Hörer geliefert. Es spielt dabei keine Rolle, welchen Ladeschacht Sie zum Aufladen des Akkus im Kinnbügelhörer benutzen.

Produkteigenschaften

- Übertragungsart: Infrarot
- Stromversorgung Kopfhörer über integrierten, wieder aufladbaren Lithium-Polymer-Akku



HINWEIS: Das Ohrhörer-Set erzeugt ein schwaches Magnetfeld. Bei Anwendung des Gerätes in Übereinstimmung mit dieser Anleitung sollten keinerlei signifikanten elektromagnetischen Störungen bei Herzschrittmachern oder Defibrillatoren auftreten. Es wird jedoch empfohlen, einen Mindestabstand von 5 cm zwischen Ohrhörer und einem solchen medizinischen Implantat einzuhalten. Bis heute sind keinerlei Fälle von Problemen mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren bei Verwendung dieses Ohrhörer-Systems bekannt. Es wird jedoch davon abgeraten, die Gehörgang-Stöpsel mit den darin enthaltenen Lautsprechern in der Nähe von Herzschrittmacher bzw. Defibrillator auf die Brust zu legen. Falls Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

WICHTIGE HINWEISE VORAB

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zur Gehörschäden führen.

- Hantieren Sie niemals mit offenen Flammen (z.B.) Kerzen in der Nähe des Gerätes; stellen Sie keine Kerzen auf das Gerät.
- Setzen Sie die Batterie grundsätzlich keinerlei Hitzeeinwirkung (wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Heizkörpern) aus.
- Stellen Sie keinerlei mit Flüssigkeit gefüllte Behälter wie z.B. Vasen auf das Gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller oder seinem offiziellen Vertreter mitgelieferte AC/DC-Netzteil.
- Halten Sie das Gerät von Wärme- und Hitzequellen jeglicher Art wie z.B. Kochplatten, Heizkörpern, Radiatoren fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser bzw. bei extremer Luftfeuchtigkeit. Tauschen Sie es niemals in Wasser oder Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Versuchen Sie unter keinerlei Umständen, technische Veränderungen oder Modifikationen an Gerät, Kabel, Steckern, Buchsen oder Ladekontakten vorzunehmen. Sollte der Netzstecker nicht für Ihr Haushaltsstromnetz passen, muss ein geeigneter Adapter verwendet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

- Behandeln Sie das Netzanschlusskabel stets mit Umsicht; niemals biegen, knicken oder einklemmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Anschlusskabel aus der Steckdose, fassen Sie stets den Netzstecker an.
- Wir empfehlen, das Ohrhörer-Set über einen zwischen Steckdose und Netzteil angebrachten geeigneten Überspannungsschutz zu betreiben.
- Zur Beachtung von Sicherheitsbestimmungen und zur Vermeidung von Gefährdungen sind Reparaturen an diesem Gerät – dazu gehört auch der Austausch der Anschlussleitung – nur von einem qualifizierten Fachmann vorzunehmen.
- Sollte das Gerät z.B. zu Boden bzw. auf eine harte Oberfläche gefallen oder mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen sein, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Nehmen Sie das Gerät in diesem Fall nicht in Betrieb.
- Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen, Spritzwasser, Tropfen noch sonstiger Feuchtigkeit aus. Stellen Sie das Hörsystem in ausreichend sicherer Entfernung von allen Behältern auf, die Wasser enthalten.

**ACHTUNG:**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Dennoch muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden. Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

Zusätzliche Hinweise zur Verwendung von Lithium-Polymer(LiPo)-Akkus

- Vorteile von Li-Po-Akkus

Li-Po-Akkus (Lithium Polymer) haben eine deutlich höhere Kapazität im Vergleich zu Ni-MH oder Ni-Cd-Akkus bei geringeren Abmessungen und niedrigerem Gewicht. Dadurch eignen sich Li-Po-Akkus besonders zur Verwendung in besonders kleinen Bauteilen. Li-Po-Akkus haben eine sehr geringe Selbstentladung. Auch nach Wochen und Monaten bleibt nahezu die gesamte Ladekapazität erhalten.

- Entladen von Li-Po-Akkus

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ni-Cd-Akkus dürfen Li-Po Akkus nie vollständig entladen werden. Eine vollständige oder Tief-Entladung kann den Akku zerstören.

- Laden von Li-Po-Akkus

Zum Laden von Li-Po-Akkus wird empfohlen, ein Ladegerät mit automatischer Abschaltung zu verwenden. Bei Li-Po-Akkus entfällt der von Ni-Cd-Akkus bekannte Memory-Effekt. Sie können den Akku daher jederzeit aufladen.

Wird ein Li-Po-Akku überladen, kann er sich stark erhitzen, was zur Zerstörung des Akkus und benachbarter Gegenstände führen kann. Wird Hitzentwicklung festgestellt, trennen Sie den Akku sofort vom Ladegerät und lassen Sie ihn erkalten. Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit in der Bedienungsanleitung!

Ein durch die Verwendung erwärmter Akku muss vor dem Aufladen abkühlen.

- Lagerung

Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

- Entsorgung von Li-Po-Akkus

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten, Akkus und Batterien.

- Austausch von LiPo-Akkus

Nur durch eine Batterie des gleichen oder eines geeigneten Typs ersetzen.



ACHTUNG: Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-4769 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH

PEARL-Str. 1-3

79426 Buggingen

Deutschland

10.11.2011

Kutschera, H.


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4769 ein.



Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

DAS TV-HÖRSYSTEM IM ÜBERBLICK


Sendeeinheit Vorderseite



HINWEIS:

Die im Bild gezeigten Leuchtdioden sind nur sichtbar, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

Sendeeinheit Rückseite




⑤ „DC IN 12V“:
Buchse für
Stromversor-
gung (12V)

⑥ „AUDIO
INPUT“: Audio-
Eingangsbuchse

⑦ „RESET“: Reset-
Taster (mit spitzem
Gegenstand zu
betätigen)

Kinnbügelhörer



⑧ Auswechselbare Silikon-
Ohrspasstücke

⑨ EIN/AUS/Lautstärke-
Regler

ERSTE SCHRITTE

I – Stromversorgung herstellen


Schließen Sie das Steckernetzteil an eine 220-V-Steckdose an und verbinden Sie den Stecker am Ende des Kabels mit der „DC IN 12V“-Buchse ⑤ der Sendeeinheit.

II – Audiokabel verbinden

Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Audiokabels mit der „Audio Input“-Buchse ⑥ der Sendeeinheit und schließen Sie einen oder beide Cinch/RCA-Stecker an eine passende Quelle an. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele, die im Diagramm rechts beispielhaft skizziert sind:

1. Stecken Sie die beiden Cinch-Stecker des Audiokabels (rot/weiß, R/L) in die analogen Audio-Ausgangsbuchsen (Cinch/RCA) des Fernsehers ein.
2. Bei Fernsehgeräten ohne Audio-Ausgangsbuchsen können stattdessen die entsprechenden Buchsen an Kabel- bzw. Satellitenreceiver/-decoder verwendet werden.

Eine weitere Option bietet die Installation eines SCART-Adapters (nicht enthalten). An dem Adapter sind dann lediglich die roten und weißen Buchsen (Cinch/RCA) zu verwenden.



3. Verwendung eines DVD-Players oder Videorecorders bei einem an Kabel- bzw. Satellitenreceiver angeschlossenen Audiokabel:

Nehmen Sie die beiden Cinch/RCA-Stecker des Audiokabels (rot/weiß) und stecken Sie den roten Stecker in die analoge Audio-Ausgangsbuchse (Cinch/RCA) des Kabel- bzw. Satellitenreceivers, und den weißen Stecker in die analoge Audio-Ausgangsbuchse (Cinch/RCA) des DVD-Players oder Videorecorders.



HINWEIS:

In dieser Anordnung muss das jeweils nicht aktive Gerät ausgeschaltet werden. Beispiel: Bei Verwendung eines DVD-Players oder Videorecorders schalten Sie den Kabel- bzw. Satellitenreceiver aus; bei Verwendung des Kabel- bzw. Satellitenreceivers hingegen schalten Sie DVD- oder VCR-Gerät aus.

Anschließen einer Digital-Konverter-Box

Falls das anzuschließende Gerät nicht über analoge Audio-Ausgangsbuchsen verfügt, sondern nur über einen Digitalausgang, kann der Ton mit einer Digital-Konverter-Box für das TV-Hörsystem umgewandelt werden. Beim Anschluss einer Digital-Konverter-Box gehen Sie ebenso vor wie bei einem Kabel- oder

Satellitenreceiver (siehe Audiokabel verbinden). Die Konverterbox erhalten Sie beim Fachhändler.

Anschließen eines MP3-Spielers oder eines anderen Audiogerätes.

Verbinden Sie den Audio-Ausgang des betreffenden Audiogerätes mithilfe eines passenden Kabels (bei MP3-Playern meist 3,5mm-Klinkenstecker auf 3,5mm-Klinkenstecker) mit der Audio-Eingangsbuchse der Sendeeinheit.



HINWEIS:

Bei den Eingängen an der Vorderseite von Fernsehern handelt es sich in der Regel um Audio-Eingänge; diese sind nicht geeignet, Audiosignale in die Sendeeinheit zu übertragen.

- Audio-Einstellung ‚Fixed‘/‚Variabel‘: Die Audio-Ausgangsbuchsen können die Bezeichnung ‚Fixed‘, ‚Variable/Fixed‘ oder ‚R & L‘ tragen.
- Bei einem ‚Fixed‘ Audioausgang lässt sich die Lautstärke des Fernsehers unabhängig von der am TV-Hörsystem eingestellten Lautstärke regeln, d.h. Sie können den Ton des Fernsehers ausschalten (Mute), während der Ton über das

TV-Hörsystem weiterhin mit der eingestellten Lautstärke empfangen wird.

- Details zur Einstellung des TV-Gerätes in einer ‚Fixed‘-Konfiguration finden Sie in der Regel in der Bedienungsanleitung; diese sind aber auch vom TV-Hersteller bzw. Händler zu bekommen.

III – Standort / Stromversorgung

Die Infrarot-Signale benötigen eine direkte Verbindung (Sichtverbindung) zwischen Kinnbügelhörer und Sendeeinheit.

1. Stellen Sie die Sendeeinheit in ca. 1 – 1,5 m Höhe an einem geeigneten Ort auf.
2. Die LED-Kontrolllampen der Sendeeinheit müssen auf den Bereich ausgerichtet sein, in dem der Kinnbügelhörer benutzt werden soll. Stecken Sie den 12V-Stecker des Netzteils in die „DC IN 12V“-Buchse ⑤ an der Rückseite der Sendeeinheit ein.
3. Stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine geeignete Steckdose ein.






HINWEIS: Das Gerät funktioniert nicht, sobald es vom Netzstrom getrennt ist.

IV – Ladevorgang

1. Schalten Sie den Kinnbügelhörer mit Hilfe des Ein/Aus/Lautstärke-Schalters aus.
2. Setzen Sie den Kinnbügelhörer in die Ladevorrichtung. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Ladeanzeige (ROT) ① bzw. ④ aufleuchtet.



HINWEISE:

1. Ein Überladen der Batterie ist nicht möglich; es wird daher dringend geraten, den Kinnbügelhörer bei Nichtgebrauch in der Ladevorrichtung zu lassen.
2. Das TV-Hörsystem arbeitet mit einer aufladbaren Lithium-Polymer-Batterie. Dieser Batterietyp hat in der Regel eine Lebensdauer von mehreren Jahren, bevor ein Ersetzen erforderlich wird.

3. *Wenn nach einigen Jahren die Klangqualität des TV-Hörsystems nachlassen sollte, ist es möglich, dass die Batterie ersetzt werden muss. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler; versuchen Sie unter keinerlei Umständen, die Batterie selber auszutauschen.*
4. *Vor der erstmaligen Benutzung des TV-Hörsystems wird empfohlen, das Gerät für ca. 2 Stunden wie oben beschrieben aufzuladen.*


V – Sendesignal EIN/AUS

Falls die Sendeeinheit kein Audiosignal empfängt (z.B. bei ausgeschaltetem Fernseher), schaltet sich die Sendeeinheit automatisch AUS. Beim Eingang eines Audiosignals wird das IR-Sendesignal AUTOMATISCH wieder ausgestrahlt.

BETRIEB

Gebrauch des Kinnbügelhörers

1. Heben Sie den Kinnbügelhörer von der Sendeeinheit ab.
2. Halten Sie den Kinnbügelhörer so, dass dessen bedruckte Vorderseite auf die Sendeeinheit ausgerichtet ist.
3. Setzen Sie den Kinnbügelhörer auf; die Gehörgang-Stöpsel müssen fest in den Ohren sitzen.
4. Der Ein/Aus/Lautstärkereger (9) befindet sich in der Mitte des Kinnbügelhörers. Das Stellrad dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes sowie zur Lautstärkeregelung.



HINWEISE:

1. Das TV-Hörsystem arbeitet mit von der Sendeeinheit ausgestrahlten Infrarotsignalen (IR). Diese IR-Strahlung kann von festen Objekten wie z.B. Wänden, Türen oder Möbeln ganz oder teilweise blockiert werden; Sendeeinheit und Kinnbügelhörer sollten sich daher in unmittelbarer Nähe zueinander im gleichen Raum befinden.

2. *Die unsichtbaren IR-Wellen erfordern eine direkte Sichtverbindung zwischen Kinnbügelhörer-Set und Sendeeinheit. Die Infrarot-LEDs leuchten während des Gebrauchs auf. Das Signal kann auch durch kleinere Objekte wie z.B. Bücher oder Pflanzen beeinträchtigt werden.*

Abnehmen des Kinnbügelhörers

Gehen Sie beim Abnehmen des Kinnbügelhörers behutsam vor; verwenden Sie stets beide Hände, um Schäden am Kinnbügelhörer zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Kinnbügelhörer mit Hilfe des Ein/Aus/Lautstärke-Schalters AUS, d.h. Sie vermindern Sie die Lautstärke so lange, bis sich der Kinnbügelhörer mit einem klickenden Geräusch ausschaltet.
2. Ziehen Sie die beiden Bügel des Kinnbügelhörers leicht auseinander und nehmen Sie ihn vom Kopf ab. Setzen Sie den Kinnbügelhörer zurück in die Ladevorrichtung.

PFLEGE UND WARTUNG

Silikon-Ohrpasstücke:

Im Lieferumfang sind 2 Ersatz-Sets mit Ohrpasstücken enthalten. Zusätzliche Ohrpasstücke sind im Handel erhältlich. Aus hygienischen Gründen lassen sich die Ohrpasstücke vom Kinnbügelhörer-Set entfernen, so dass sie von Zeit zu Zeit separat mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt werden können.

Ersatzbatterie:

Die aufladbare Lithium-Polymer-Batterie sollte eine einwandfreie Funktion des Gerätes über mehrere Jahre gewährleisten. Falls nach einigen Jahren die Klangqualität des TV-Hörsystems nachlassen sollte, ist es möglich, dass die Batterie ersetzt werden muss. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler; versuchen Sie nicht, die Batterie selber auszutauschen.

HILFREICHE HINWEISE

1. Das Funktionsprinzip:
 - Die Sendeeinheit strahlt Infrarot-Signale an den Kinnbügelhörer aus.
2. Kein Ton am TV-Hörsystem, wenn der Ton am TV-Gerät ausgeschaltet ist:
 - Nur bei einer ‚Fixed‘ Audioeinstellung lassen sich Lautstärke des TV-Sets und des TV-Hörsystems unabhängig voneinander regeln. Bei einigen TV-Geräten ist es möglich, die Umstellung von ‚Variable‘ auf ‚Fixed‘ von Hand vorzunehmen. Die Anleitung Ihres TV-Geräts gibt Ihnen die benötigten Informationen über die vorzunehmenden Schritte. Die Möglichkeit der manuellen Umstellung besteht jedoch nicht bei allen Geräten. Bei der Audio-Einstellung ‚Variable‘ sind die Lautstärke des Fernsehers und des TV-Hörsystems gleich.
3. Bei Benutzung eines DVD- oder VCR-Gerätes ist im Hintergrund ein Fernsehsender zu hören:
 - Wenn das Audiokabel an die analogen Audio-Ausgangsbuchsen (RCA) eines Kabel- bzw. Satellitendecoders/-receivers angeschlossen ist, aber gleichzeitig auch an eine analoge Audio-

Ausgangsbuchsen (RCA) eines DVD- oder VCR-Gerätes, muss stets das jeweils gerade nicht aktive Gerät ausgeschaltet werden.

WAS TUN BEI PROBLEMEN

1. Der Klang ist nicht klar (Statik/Störgeräusche):
 - Überprüfen Sie die direkte Sichtverbindung.
 - Überzeugen Sie sich davon, dass die LED-Kontrolllampen der Sendeeinheit aufleuchten.
 - Überprüfen Sie die Position der Sendeeinheit (Höhe über dem Boden).
 - Entfernen Sie die Sendeeinheit von Fenstern bzw. aus der Nähe solcher Geräte, die Störungen verursachen können.
 - Kontrollieren Sie, dass das Audiokabel korrekt an die analogen Audio-Ausgangsbuchsen (RCA/ Cinch) eines TV-Sets oder eines Kabel- bzw. Satellitenreceivers angeschlossen ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel NICHT an einen Digital-Ausgang angeschlossen ist.
 - Über die verwendete Netzsteckdose wird bereits ein weiteres Elektrogerät betrieben.
 - Das Audiokabel ist an den Audio-Ausgang der Sendeeinheit angeschlossen.
2. Die LED-Kontrolllampen der Sendeeinheit leuchten nicht auf
 - Überprüfen Sie die Verbindung zur Netzsteckdose.

- Überprüfen Sie die Verbindung zur 12V-Buchse an der Sendeeinheit.
- 3. Die Ladekontrolle leuchtet nicht auf, wenn der Kinnbügelhörer in die Ladevorrichtung gesetzt wird.
 - Kinnbügelhörer erneut einsetzen; bei Bedarf in der Ladevorrichtung leicht hin- und herbewegen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Ladevorrichtung korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist.
- 4. Die Lautstärke des TV-Sets lässt sich nicht unabhängig von der Lautstärke regeln
 - Das Audiokabel ist an einen ‚Fixed‘ Audioausgang angeschlossen; das TV-Gerät befindet sich in der Audio-Konfiguration ‚Fixed‘. (siehe ‚Anschließen‘)
- 5. Störender Hintergrundton eines Fernsehsenders bei Benutzung eines DVD- oder VCR-Gerätes
 - Schalten Sie den Kabel- oder Satellitenreceiver/-decoder bei Benutzung eines DVD- oder VCR-Gerätes aus.



HINWEIS: Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn das Audiokabel in die Audioausgänge eines Kabel- oder Satellitenreceivers und eines DVD- oder VCR-Spielers eingesteckt wurde.

6. RESET-SCHALTER:

- Gelegentlich kann es aufgrund von elektrostatischen Entladungen, sonstiger elektrischer Störstrahlung oder beim Anschließen an den Netzstrom zu Betriebsstörungen kommen. Sollte eine solche Störung auftreten, führen Sie einen geeigneten dünnen Gegenstand in die RESET-Öffnung an der Rückseite der Sendeeinheit ein und halten Sie den Schalter für ca. eine Sekunde gedrückt. Dies bewirkt eine Rückstellung des Prozessors, löscht gespeicherte Daten und stellt die normale Funktion wieder her.

TECHNISCHE DATEN	
Allgemein	
Frequenz	2,3MHz
Modulation	Infrarot, mono
Reichweite ca.	60m ²
Audio-Frequenzbereich	100-16,000 Hz
Klirrfaktor	< 1%
Signal-Rausch-Abstand	70 dB
Auto EIN/AUS	
Kinnbügelhörer-Set	
Max. Schalldruckpegel (SPL)	120 dB
Batterieanforderung	Aufladbare Lithium-Polymer-Batterie, 3,7V / 120mAh
max. Betriebszeit	10 Std.
Gewicht	ca. 58 – 60 g
Sendeeinheit	
Audioanschlüsse	Mini-Kinnbügelhörer/RCA-Kabel/Mikrofon
Stromversorgung	DC 12V, 500mA
Gewicht	ca. 171 g
Abmessungen (H x B x T)	4,8 x 10,5 x 15,4 cm



newgen
medicals™
