

# Fitness-Armband FBT-57

Mit Puls- & Blutdruck-Anzeige, App, Farb-Display, IP68

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neues Fitness-Armband.....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang.....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>6</b>
Sicherheitshinweise.....	6
Hinweise zur Reinigung.....	7
Hinweise zum integrierten Akku .....	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	8
Konformitätserklärung .....	8
<b>Produktdetails .....</b>	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>10</b>
1. Akku laden.....	10
2. App installieren .....	11
3. Armband anlegen .....	11
4. Fitness-Armband mit App verbinden .....	11
4.1 Mobilgerät mit Android-Betriebssystem .....	11
4.2 Mobilgerät mit iOS-Betriebssystem .....	12
5. Benutzerprofil anlegen (optional).....	13
<b>Verwendung .....</b>	<b>14</b>
1. Einschalten .....	14
2. Ausschalten .....	14
3. Allgemeine Steuerung .....	14
4. Übersicht Display-Anzeigen.....	14
5. Sport-Modus .....	15
6. Herzfrequenz-Messung .....	15
7. Blutdruck-Messung.....	16
7.1 Kalibrierung .....	16
7.2 Blutdruck messen.....	16
8. Wecker ein- / ausschalten .....	17
9. Weitere Display-Anzeigen .....	18
10. Daten manuell synchronisieren .....	18
<b>App.....</b>	<b>19</b>
1. Tab-Übersicht.....	19

<b>Problemlösungen.....</b>	<b>21</b>
<b>Datenschutz.....</b>	<b>21</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>22</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neues Fitness-Armband

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Fitness-Arbandes. Dieses Multitalent ist Fitness-Coach, Nachrichtenzentrale und Bedienhilfe für Ihr Mobilgerät in einem. Auf dem großen Farb-Display lesen Sie Schritte, zurückgelegte Strecke, verbrauchte Kalorien und Ihr Tempo ab. Der optische Sensor liefert Ihnen die Messwerte Ihrer Herzfrequenz in Echtzeit. So trainieren Sie besonders effektiv. Werten Sie die gesammelten Messwerte dann in der App aus. Vergleichen Sie verschiedene Tage und behalten Sie einen Überblick über Ihren Trainings-Fortschritt. Sie erhalten eingehende Benachrichtigungen von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihr Fitness-Armband. So verpassen Sie auch beim Sport keine wichtigen Infos.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fitness-Armband optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Fitness-Armband FBT-57
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 8.0 und Bluetooth 4.0

### Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness-Armband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **VeryFit Pro**.

## Wichtige Hinweise zu Beginn



### HINWEIS:

*Messen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihren Blutdruck mit einem medizinischen Gerät. Tragen Sie diesen Messwert dann in der App ein. Sonst ist keine zuverlässige Anzeige des Blutdrucks möglich.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformation dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen dauerndes Untertauchen in Wasser geschützt. Tauchen Sie es niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf es nicht benutzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT:
  - wenn Sie allergisch auf Gummiprodukte reagieren.
  - an Kleinkindern oder Säuglingen
  - während einer MRT- oder CT-Untersuchung
  - in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gasgemischen
  - wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist
  - unter der Dusche oder beim Baden
  - während Sie schlafen
- Die mit dem Gerät ermittelten Messwerte dienen nur der Referenz, nicht der medizinischen Diagnose. Verwenden Sie die Resultate nicht zur Eigendiagnose oder als Behandlungsbasis. Begründen Sie daraus auf keinen Fall eigene medizinische

Entscheidungen (z.B. Medikamente und deren Dosierungen)! Personen, die an Kreislauf- oder Blutdruckstörungen leiden, sollten unter ärztlicher Aufsicht bleiben.

- Die gemessenen Vitalwerte dienen nur zur Unterstützung beim Sport und haben keine medizinische Aussagekraft. Die Messwerte dürfen nicht für diagnostische Zwecke verwendet werden.
- Lassen Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie schwanger sind oder schwanger sein könnten
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Hinweise zur Reinigung

- Reinigen Sie Handgelenk und Armband regelmäßig, insbesondere nach sportlichen Aktivitäten oder allgemein, wenn Sie stark geschwitzt haben.
- Reinigen Sie das Armband, wenn es mit Reinigungsmitteln, Seife, Duschgel, etc. in Kontakt gekommen ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein seifenfreies Spülmittel. Spülen Sie es gut mit sauberem Wasser ab. Trocknen Sie es dann mit einem weichen Tuch.
- Zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz oder Flecken können Sie Reinigungs-Alkohol verwenden.

## Hinweise zum integrierten Akku

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Fitness-Armbands in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Fitness-Armband längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4603-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support).  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4603 ein.





## Produktdetails



1. Akku-LED
2. Farbdisplay
3. Funktions-Feld (Touch-Button)

4. USB-Stecker
5. Armband

# Inbetriebnahme

## 1. Akku laden



**HINWEIS:**

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Dies kann bis zu 90 Minuten dauern.

1. Ziehen Sie die beiden Armbandhälften gerade vom Display ab. Dies kann etwas Kraft erfordern.



2. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.
3. Verbinden Sie den nun freigelegten USB-Stecker mit einem geeigneten USB-Netzteil.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akku-LED. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akku-LED erlischt.



**HINWEIS:**

Tippen Sie auf das Funktions-Feld, um die Lade-Animation auf dem Display anzuzeigen.



5. Trennen Sie Ihr Fitness-Armband vom USB-Netzteil.

6. Bringen Sie die Armbandhälften wieder am Display an.

## 2. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Fitness-Armband und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **VeryFit Pro**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



## 3. Armband anlegen

Tragen Sie Ihr Fitness-Armband etwa 2 cm über dem Handwurzelknochen. Legen Sie das Armband etwas fester an, als Sie es bei eine Uhr tun würden, damit der Puls gut gemessen werden kann.

## 4. Fitness-Armband mit App verbinden



### HINWEIS:

*Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.*

In der App werden die von Ihrem Fitness-Armband gesammelten Daten ausgewertet und gespeichert.

### 4.1 Mobilgerät mit Android-Betriebssystem

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie mehrere Sekunden auf das Funktionsfeld tippen. Ihr Fitness-Armband vibriert, das Display leuchtet.
3. Öffnen Sie die App **VeryFitPro**. Gestatten Sie gegebenenfalls die geforderten Zugriffsberechtigungen.
4. Rufen Sie den Geräte-Tab auf, indem Sie unten auf das folgende Symbol tippen:



5. Scrollen Sie ganz nach unten. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Gerät koppeln**.
6. Gestatten Sie gegebenenfalls den Standort-Zugriff. Es wird nach geeigneten Geräten in der Umgebung gesucht.
7. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf **NX4603**. Die Geräte werden verbunden.

**HINWEIS:**

*Sollte Ihr Fitness-Armband nicht in der Liste angezeigt werden, tippen Sie unten auf die Schaltfläche Aktualisieren, um eine neue Suche zu starten. Wiederholen Sie diesen Vorgang falls nötig oder schalten Sie Ihr Fitness-Armband aus und wieder ein (siehe **Verwendung** → **Einschalten** bzw. **Ausschalten**).*

8. Nach erfolgreicher Verbindung wird neben Ihrem Fitness-Armband ein Häkchen angezeigt. Tippen Sie nun unten auf die Schaltfläche **Gerät verbinden bestätigen**.
9. Ihr Fitness-Armband vibriert kurz, das Bluetooth-Symbol links oben im Display leuchtet nun dauerhaft. In der App kehren Sie automatisch zur Hauptseite zurück. Die Fitness-Armband und App werden synchronisiert.

## 4.2 Mobilgerät mit iOS-Betriebssystem

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts.
2. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie mehrere Sekunden auf das Funktionsfeld tippen. Ihr Fitness-Armband vibriert, das Display leuchtet.
3. Öffnen Sie die App **VeryFitPro**.
4. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen und den Standort-Zugriff.
5. Legen Sie fest, auf welche Daten von Health die App Zugriff haben soll.

**HINWEIS:**

*Tippen Sie auf **Alle Kategorien aktivieren**, wenn die App uneingeschränkter Zugriff haben soll.*

6. Tippen Sie oben rechts auf **Erlauben**.
7. Wischen Sie wiederholt nach links und tippen Sie auf der letzten Anzeige auf **Verwenden**.
8. Lesen Sie sich die Datenschutzvereinbarung gut durch. Tippen Sie dann auf **Zustimmung**.
9. Es wird automatisch nach geeigneten Geräten in der Umgebung gesucht.
10. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf **NX4603**. Die Geräte werden verbunden.

**HINWEIS:**

*Sollte Ihr Fitness-Armband nicht in der Liste angezeigt werden, tippen Sie unten auf die Schaltfläche Aktualisieren, um eine neue Suche zu starten. Wiederholen Sie diesen Vorgang falls nötig oder schalten Sie Ihr Fitness-Armband aus und wieder ein (siehe **Verwendung** → **Einschalten** bzw. **Ausschalten**).*

11. Nach erfolgreicher Verbindung wird neben Ihrem Fitness-Armband ein Häkchen angezeigt. Tippen Sie nun unten auf die Schaltfläche **Gerät verbinden bestätigen**.
12. Ihr Fitness-Armband vibriert kurz, das Bluetooth-Symbol links oben im Display leuchtet nun dauerhaft.
13. Legen Sie ein Benutzerprofil an. Tippen Sie nach jeder Eingabe unten auf den Pfeil nach rechts.
14. In der App kehren Sie automatisch zur Hauptseite zurück. Die Fitness-Armband und App werden synchronisiert.

## 5. Benutzerprofil anlegen (optional)

1. Rufen Sie den Benutzer-Tab auf, indem Sie unten auf folgendes Symbol tippen:



2. Tippen Sie oben auf die Schaltfläche **Anmelden oder Registrieren**.
3. Tippen Sie auf die Option **Registrieren**.
4. Geben Sie im ersten Feld Ihre Email-Adresse ein.
5. Legen Sie im zweiten Feld ein Passwort an.
6. Tippen Sie unten auf die Schaltfläche **Registrieren und anmelden**.
7. Legen Sie ein Benutzerprofil an, indem Sie Ihre Daten eingeben.
8. Speichern Sie alle Eingaben, indem Sie oben rechts auf das Häkchen tippen.

# Verwendung

## 1. Einschalten

Ihr Fitness-Armband schaltet sich ein, sobald es an eine USB-Stromquelle angeschlossen wird. Auch nach dem Ausschalten kann es nur durch Anschließen an eine USB-Stromquelle wieder eingeschaltet werden.

## 2. Ausschalten

Tippen Sie auf das Funktions-Feld bis im Display ein Countdown angezeigt wird und abläuft. Das Display erlischt, Ihr Fitness-Armband ist ausgeschaltet.

## 3. Allgemeine Steuerung


Steuerbefehl	Geräte-Teil	Aktion
Display einschalten	Funktions-Feld	antippen
Anzeige wechseln	Funktions-Feld	antippen
Menüpunkt öffnen	Funktions-Feld	3 s antippen
Funktion starten	Funktions-Feld	3 s antippen
Funktion beenden	Funktions-Feld	3 s antippen

## 4. Übersicht Display-Anzeigen



### HINWEIS:

Das Wecker-Display wird nur angezeigt, wenn die Funktion in der App aktiviert ist und gespeichert wurde.




Start-Display

Schritte

Herzfrequenz  
messen

Blutdruck  
messen

Wecker-  
Display



## 5. Sport-Modus



### HINWEIS:

Sie können über die App bis zu drei Sportarten auswählen. Diese stehen dann als Sport-Modus-Display auf Ihrem Fitness-Armband zur Verfügung.

1. Tippen Sie wiederholt auf das Funktions-Feld, bis das gewünschte Sport-Modus-Display angezeigt wird (Gehen / Laufen / Radfahren).
2. Tippen Sie für 3 s auf das Funktions-Feld. Ihr Fitness-Armband vibriert.
3. Nach Ablauf des angezeigten Countdowns wird der Sport-Modus gestartet. Starten Sie Ihre sportliche Aktivität.



### HINWEIS:

Wechseln Sie im Sport-Modus zum nächsten Datenblatt, indem Sie kurz auf das Funktions-Feld tippen.

4. Beenden Sie den Sport-Modus, indem Sie erneut 3 s auf das Funktions-Feld tippen. Eine Erfolgsmeldung wird auf dem Display eingeblendet. Die gesammelten Daten werden gespeichert.

## 6. Herzfrequenz-Messung

1. Tippen Sie wiederholt auf das Funktions-Feld, bis das Herzfrequenz-Display angezeigt wird.



2. Nach ca. 2 Sekunden wird die Messung gestartet.



**HINWEIS:**

*Die Display-Anzeige ändert sich während der Messung nicht.*

3. Warten Sie, bis das Ergebnis der Messung im Display angezeigt wird.

## 7. Blutdruck-Messung

### 7.1 Kalibrierung

Führen Sie vor der ersten Blutdruckmessung eine Kalibrierung durch, um möglichst genaues Messergebnis zu erhalten.

1. Tippen Sie unten in der Mitte auf das Plus-Symbol.
2. Tippen Sie auf das folgende eingblendete Symbol:



3. Tippen Sie auf **Blutdruckkalibrierung**.
4. Messen Sie Ihren Blutdruck mit einem medizinischen Gerät.
5. Schieben Sie die Leisten zur Seite, bis die Werte des systolischen und diastolischen Blutdrucks den gemessenen Werten entsprechen.
6. Tippen Sie oben rechts auf das Häkchen. Die Kalibrierung wird gestartet.
7. Messen Sie nun Ihren Blutdruck über Ihr Fitness-Armband.
8. Wiederholen Sie die Schritte 1-7 einige Male. Mit jeder Kalibrierung wird der Messwert Ihres Fitness-Arbandes genauer.

### 7.2 Blutdruck messen

1. Tippen Sie wiederholt auf das Funktions-Feld, bis das Blutdruck-Display angezeigt wird.



2. Nach ca. 2 Sekunden wird die Messung gestartet. Halten Sie Ihre Hand möglichst ruhig.



**HINWEIS:**

*Die Display-Anzeige ändert sich während der Messung nicht.*



3. Warten Sie, bis das Ergebnis der Messung im Display angezeigt wird.

## 8. Wecker ein- / ausschalten



**HINWEIS:**

*Das Wecker-Display wird nur angezeigt, wenn die Funktion in der App aktiviert ist und gespeichert wurde.*

1. Tippen Sie wiederholt auf das Funktions-Feld, bis das Wecker-Display angezeigt wird.














2. Schalten Sie den Wecker aus, indem Sie für 3 Sekunden auf das Funktions-Feld tippen. Ihr Fitness-Armband vibriert, der Wecker wird ausgeschaltet.



3. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Wecker wieder einzuschalten.

## 9. Weitere Display-Anzeigen

 <p>Trainingszeit ist zu kurz. Wird nicht gespeichert</p>	 <p>Gute Arbeit</p>			
<p>Trainingszeit &lt; 1 Minute</p>	<p>Trainingszeit &gt; 1 Minute</p>	<p>Akku muss ge- laden werden</p>	<p>Akkustand zu niedrig für Sport-Modus</p>	<p>Fernauslöser- Modus</p>
 <p>0755-60 Lange drücken um aufzulegen</p>	 <p>Essen um 18:00 Uhr?</p>	 <p>Zeit sich zu bewegen!</p>	 <p>Sportziel erreicht</p>	 <p>15 · X · Bluetooth</p>
<p>Anruf</p>	<p>Nachricht</p>	<p>Bewegungs- Erinnerung</p>	<p>Ziel erreicht</p>	<p>Verbindung abgebrochen oder außer Reichweite</p>
 <p>-01</p>				
<p>Fehlermeldung</p>				

## 10. Daten manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie die App.
2. Tippen Sie auf eine freie Fläche der Hauptseite und ziehen Sie den Finger nach unten.
3. Die Daten werden synchronisiert.

## App









### HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

## 1. Tab-Übersicht

	Hauptseite	Aktivitätsdaten (aktuell)
		Schlafdaten (aktuell)
		Herzfrequenzdaten (aktuell)
		Blutdruck (letzte Messungen)
	Details	Aktivitätsdaten (gesamt)
		Schlafdaten (gesamt)
		Herzfrequenzdaten (gesamt)
	Gerät	Anrufsignal
		Bewegungserinnerung
		Weckalarm
		Benachrichtigungen
		Kameraaufnahme (Kamera)
		Herzfrequenz-Erkennung
		Helle Anzeige bei Anheben
		Mehr
		Aktualisieren der Firmware
		Aktivitätsanzeige (Mehr)
		Sprache einstellen (Mehr)
		Zeitformat (Mehr)
		Schrittlänge (Mehr)
		Herzfrequenzzonen (Mehr)
Nicht-Stören-Modus (Mehr)		
Armband Helligkeit (Mehr)		

		Starte Gerät neu (Mehr) = Werkseinstellungen
	Benutzer	Tagesrang
		Ziel-Einstellungen
		Persönliche Info
		Systemeinstellung
		Probleme
		Smarte Gesundheitswaage / Intelligente Körperfettwaage
		Drittanbieter-Programm
		Jetzt Synchronisieren (Android)
		Streckenaufzeichnung
		Sportmodus
		Gewichtskontrolle
		Blutdruckmesser

## Problemlösungen

### **Wecker wird in der App mit „nicht synchronisiert“ angezeigt.**

- Um die in der App erstellten Weckzeiten mit Ihrem Fitness-Armband zu synchronisieren, tippen Sie in der Alarm-Liste oben rechts auf das Häkchen. Nur synchronisierte Weckzeiten werden vom Fitness-Armband beachtet.

### **Wie beende ich einen aktiven Alarm?**

- Ist die Alarmzeit erreicht, vibriert Ihr Fitness-Armband und das Wecker-Display wird angezeigt. Tippen Sie kurz auf das Funktions-Feld, um den aktiven Alarm zu beenden.

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Li-Po-Akku		90 mAh, 3,7 V
Ladestrom		5 V DC
Ladezeit		ca. 1,5 Stunden
Betriebszeit		bis zu 7 Tage
Bluetooth	Version	4.0
	Name	NX-4603
	Funkfrequenz	2.402-2.480 MHz
	Sendeleistung	0,37 mW
Schutzart IP68		Schutz gegen dauerndes Untertauchen
Maße		240 x 20 x 13 mm
Gewicht		23 g



Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 11.09.2019 – BS//MF



# FBT-57

## Bracelet fitness GPS IP68

avec fonction cardiofréquencemètre et écran couleur

### Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau bracelet fitness</b> .....	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Consignes préalables</b> .....	<b>4</b>
Consignes de sécurité .....	4
Consignes de nettoyage .....	6
Consignes sur la batterie intégrée .....	6
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	6
Déclaration de conformité .....	7
<b>Description du produit</b> .....	<b>8</b>
<b>Démarrage</b> .....	<b>9</b>
1. Charger la batterie .....	9
2. Installer l'application .....	10
3. Charger le bracelet .....	10
4. Connecter le bracelet fitness à l'application .....	10
4.1 Utilisation avec un appareil mobile Android .....	10
4.2 Utilisation avec un appareil mobile iOS .....	11
5. Définir un profil utilisateur (optionnel) .....	12
<b>Utilisation</b> .....	<b>13</b>
1. Allumer .....	13
2. Éteindre .....	13
3. Commandes générales .....	13
4. Aperçu des affichages à l'écran .....	13
5. Mode Sport .....	14
6. Mesure de la fréquence cardiaque .....	14
7. Mesure de la tension artérielle .....	15
7.1 Calibrage .....	15
7.2 Mesure de la tension artérielle .....	15
8. Allumer / Éteindre l'alarme .....	16
9. Autres affichages à l'écran .....	17
10. Synchroniser manuellement les données .....	18
<b>Application</b> .....	<b>18</b>
1. Vue d'ensemble des onglets .....	18

<b>Dépannage.....</b>	<b>20</b>
<b>Protection des données .....</b>	<b>20</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>21</b>

# Votre nouveau bracelet fitness

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bracelet fitness.

Véritable coach sportif numérique, ce bracelet fitness sert également de montre, centre de notifications et permet de commander à distance votre appareil mobile. Son grand écran en couleur vous indique le nombre de pas effectué, la distance parcourue, les calories brûlées, ainsi que le rythme. Le capteur optique mesure votre fréquence cardiaque en temps réel. Ainsi, votre entraînement sera vraiment efficace. Retrouvez l'ensemble de vos données d'entraînement dans l'application. Suivez vos progrès sportifs au quotidien.

Restez connecté : les notifications de votre appareil mobile sont directement transmises sur ce bracelet. Ne ratez ainsi aucune information importante, même en pleine séance de sport.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Bracelet fitness FBT-57
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :

- Chargeur secteur USB
- Appareil mobile avec Android à partir de 4.4 / iOS à partir de 8.0 et fonction bluetooth 4.0

## Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre le bracelet fitness et votre appareil mobile. Pour cela, nous recommandons l'application gratuite **VeryFit Pro**.

## Consignes préalables



**NOTE :**

*Avant la première utilisation, mesurez votre pression sanguine à l'aide d'un appareil médical. Saisissez ensuite cette mesure dans l'application. Elle servira de référence pour calculer avec fiabilité votre pression sanguine.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Le produit est protégé contre l'immersion prolongée. Ne le plongez jamais dans un liquide autre que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez hors de la portée et de la vue des enfants.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil présente des dommages visibles, il ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez PAS l'appareil :
  - si vous êtes allergique au caoutchouc
  - sur les enfants en bas-âge et les nourrissons
  - pendant une IRM ou TDM
  - à proximité de mélanges gazeux inflammables ou explosifs
  - si l'appareil est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement
  - sous la douche ou dans le bain
  - pendant votre sommeil
- Les mesures effectuées par l'appareil sont données à titre indicatif uniquement et non pour un diagnostic médical. N'utilisez pas les résultats pour effectuer un diagnostic personnel ou en tant que base pour un traitement. Ne prenez en aucun cas de décisions médicales (p. ex. médicaments et leur posologie) ! Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine ou de la tension artérielle doivent rester sous surveillance médicale.
- Les mesures effectuées ont pour seule vocation d'apporter un soutien lors d'une pratique sportive et n'ont aucune valeur médicale. Les valeurs mesurées ne doivent pas être utilisées à des fins diagnostiques.
- Demandez conseil à votre médecin si vous êtes enceinte ou pourriez l'être.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes de nettoyage

- Nettoyez régulièrement votre poignet et votre bracelet, en particulier après une activité physique ou lorsque vous avez beaucoup transpiré.
- Nettoyez le bracelet s'il est entré en contact avec du produit nettoyant, du savon, du gel douche, etc. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un détergent sans savon. Rincez-le correctement à l'eau propre. Nettoyez-le ensuite avec un chiffon doux.
- Pour enlever la saleté ou les taches tenaces, vous pouvez utiliser de l'alcool de nettoyage.

## Consignes sur la batterie intégrée

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper l'accumulateur.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser le bracelet fitness pendant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie intégrée chargée à environ 30% de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4603 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit



1. LED de batterie
2. Écran couleur
3. Bouton tactile

4. Connecteur USB
5. Bracelet



# Démarrage

## 1. Charger la batterie



**NOTE :**

*Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Ce processus peut prendre jusqu'à 90 minutes.*

1. Détachez de l'écran les deux parties du bracelet. Il faut parfois un peu de force pour les détacher.



2. Retirez le film de protection de l'écran.
3. Branchez maintenant le connecteur USB à un chargeur secteur USB adapté.
4. Pendant le chargement, la LED de chargement brille. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED de chargement de la batterie doit s'éteindre.



**NOTE :**

*Appuyez sur le champ de fonction pour afficher l'animation de chargement.*



5. Débranchez votre bracelet fitness du chargeur secteur USB.
6. Rebranchez les deux parties du bracelet à l'écran.

## 2. Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre le bracelet fitness et votre appareil mobile. Pour cela, nous recommandons l'application gratuite **VeryFit Pro**. Téléchargez cette application depuis Google Play Store (Android) ou depuis l'App-Store (iOS) pour l'installer sur votre mobile.



## 3. Charger le bracelet

Placez le bracelet fitness environ 2 cm avant le poignet. Serrez le bracelet un peu plus fort qu'un bracelet de montre, afin que votre pouls puisse être mesuré.

## 4. Connecter le bracelet fitness à l'application



**NOTE :**

*Les applications mobiles sont développées et améliorées en permanence. Il est donc possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.*

Les résultats des mesures effectuées par le bracelet fitness sont enregistrés et classés dans l'application.

### 4.1 Utilisation avec un appareil mobile Android

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Allumez votre bracelet fitness en appuyant sur le bouton tactile durant quelques secondes. Votre bracelet fitness vibre et l'écran s'allume.
3. Ouvrez l'application **VeryFitPro**. Si besoin, autorisez les différents accès requis aux données.
4. Accédez à l'onglet Santé en appuyant en bas sur le symbole ci-dessous :



5. Faites défiler complètement vers le bas. Appuyez sur **Apparier l'appareil**.
6. Si besoin, autorisez l'accès à la localisation. L'appareil recherche alors les appareils à proximité.
7. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur **NX4603**. Les appareils se connectent.



**NOTE :**

*Si le bracelet fitness ne s'affiche pas dans la liste, appuyez sur Actualiser pour relancer la recherche. Répétez ce processus si nécessaire, ou bien éteignez puis rallumez le bracelet fitness comme décrit dans les paragraphes suivants (Voir **Application** → **Allumer/Eteindre**).*

8. Lorsque la connexion est établie, une coche apparaît à l'écran. Cliquez ensuite en dessous sur **Confirmer la connexion de l'appareil**.
9. Le bracelet vibre brièvement et le symbole de la fonction bluetooth apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Une fois la connexion établie, la page principale de l'application s'ouvre automatiquement. Le bracelet et l'application sont désormais synchronisés.

## 4.2 Utilisation avec un appareil mobile iOS

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Allumez votre bracelet fitness en appuyant pour cela sur le bouton tactile durant quelques secondes. Votre bracelet fitness vibre et l'écran s'allume.
3. Ouvrez l'application **VeryFitPro**.
4. Si besoin, autorisez l'envoi de notifications et l'accès à votre localisation.
5. Spécifiez à quelles données de santé l'application doit avoir accès.



**NOTE :**

Appuyez sur **Activer toutes les catégories**, si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités de l'application.

6. Appuyez en haut à droite sur **Autoriser**.
7. Effleurez l'écran à nouveau vers la gauche et appuyez sur **Appliquer**.
8. Lisez attentivement les instructions concernant la protection des données. Appuyez ensuite sur **Accepter**.
9. L'appareil recherche alors les appareils à proximité.
10. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur **NX4603**. Les appareils se connectent.



**NOTE :**

Si le bracelet fitness ne s'affiche pas dans la liste, appuyez sur **Actualiser** pour relancer la recherche. Répétez ce processus si nécessaire, ou bien éteignez puis rallumez le bracelet fitness comme décrit dans les paragraphes suivants (Voir **Application → Allumer/Eteindre**).

11. La connexion établie sera confirmée par l'apparition d'une coche à l'écran. Cliquez ensuite en dessous sur **Confirmer la connexion de l'appareil**.
12. Le bracelet vibre brièvement et le symbole de la fonction bluetooth apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
13. Créez un profil utilisateur. Remplissez les informations requises. Appuyez sur la flèche orientée vers la droite en dessous de chaque barre d'information pour passer à la saisie suivante.
14. Une fois cette étape terminée, vous arrivez directement sur la page principale de l'application. Le bracelet et l'application sont désormais synchronisés.

## 5. Définir un profil utilisateur (optionnel)

1. Accédez à l'onglet Utilisateur en appuyant sur le symbole ci-dessous :



2. Appuyez ensuite sur **Se connecter ou S'enregistrer**.
3. Appuyez sur l'option **S'enregistrer**.
4. Dans le premier champ, saisissez votre adresse e-mail.
5. Dans le second champ, saisissez un mot de passe.
6. Appuyez en bas sur le bouton **Enregistrer et se connecter**.
7. Créez un profil utilisateur et remplissez vos données.
8. Enregistrez toutes les données saisies en appuyant en haut à droite sur la coche.

# Utilisation

## 1. Allumer

Le bracelet fitness s'allume dès qu'il est branché à une source d'alimentation USB. Lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez le rallumer qu'en le branchant à une source d'alimentation USB.

## 2. Éteindre

Appuyez sur le bouton tactile et attendez qu'un compte à rebours s'affiche. Une fois que celui-ci est écoulé, l'écran s'éteint. Votre bracelet fitness est désormais éteint.

## 3. Commandes générales


Commande	Partie de l'appareil	Action
Allumer l'écran	Bouton tactile	Appuyer
Modifier l'affichage	Bouton tactile	Appuyer
Ouvrir un menu	Bouton tactile	Appuyer pendant 3 secondes
Démarrer la fonction	Bouton tactile	Appuyer pendant 3 secondes
Quitter la fonction	Bouton tactile	Appuyer pendant 3 secondes


## 4. Aperçu des affichages à l'écran



**NOTE :**

*L'interface de l'alarme apparaîtra uniquement si celle-ci est activée et paramétrée dans l'application.*





## 5. Mode Sport



**NOTE :**

*Vous pouvez choisir entre trois disciplines sportives dans l'application. Retrouvez-les dans le Mode Sport de votre bracelet.*

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton tactile, jusqu'à ce que la discipline de votre choix apparaisse à l'écran.
2. Réappuyez sur le bouton tactile, cette fois-ci pendant trois secondes. Votre bracelet vibre.
3. Une fois le compte à rebours écoulé, le Mode Sport de votre choix démarre. Commencez votre entraînement.



**NOTE :**

*Passez à la fiche technique suivante en appuyant brièvement sur le bouton tactile*

4. Quittez le Mode Sport en appuyant sur le bouton tactile pendant 3 secondes. Un message de succès s'affiche à l'écran. Les données sont enregistrées.

## 6. Mesure de la fréquence cardiaque

1. Appuyez de façon répétée sur le bouton tactile, jusqu'à ce que l'interface de fréquence cardiaque s'affiche à l'écran.



2. Après 2 secondes, la mesure de fréquence cardiaque démarre.



**NOTE :**

*Vous ne pouvez pas quitter l'interface lors de la prise de mesure en cours.*

3. Patientez jusqu'à ce que le résultat s'affiche à l'écran.

## 7. Mesure de la tension artérielle

### 7.1 Calibrage

Un calibrage préalable à la prise de tension artérielle est nécessaire pour assurer l'exactitude des résultats obtenus par votre bracelet fitness.

1. Appuyez sur + au milieu de l'écran.
2. Appuyez sur le symbole suivant :



3. Appuyez sur **Calibrage tension artérielle**.
4. Prenez votre tension à l'aide d'un appareil médical adapté.
5. Réglez les valeurs de tension artérielle systolique et diastolique correspondant aux valeurs mesurées à l'aide des curseurs.
6. Appuyez sur la coche en haut à droite. Le calibrage est alors enregistré.
7. Prenez votre tension à l'aide de votre bracelet.
8. Répétez les étapes 1 à 7 plusieurs fois. Grâce à chaque calibrage, les résultats de votre bracelet seront plus précis.

### 7.2 Mesure de la tension artérielle

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton tactile, jusqu'à ce que l'interface de tension artérielle s'affiche à l'écran.



2. Après 2 secondes, la mesure de votre tension débute. Gardez votre main aussi immobile que possible.



**NOTE :**

*Vous ne pouvez pas quitter l'interface lors de la prise de mesure en cours.*

3. Patientez jusqu'à ce que le résultat s'affiche à l'écran.

## 8. Allumer / Éteindre l'alarme



**NOTE :**

*L'interface de l'alarme n'apparaîtra que si celle-ci est activée et paramétrée dans l'application.*

1. Appuyez sur le bouton tactile, jusqu'à ce que l'interface de l'alarme d'affiche.



2. Désactivez l'alarme en appuyant sur le bouton tactile pendant 3 secondes. Votre bracelet va se mettre à vibrer. L'alarme est désactivée.



3. Faites la même chose pour réactiver l'alarme.



## 9. Autres affichages à l'écran

 <p>Trainingszeit ist zu kurz.  Wird nicht gespeichert</p>	 <p>Gute Arbeit</p>	 <p>Batterie faible</p>	 <p>Niveau de la batterie trop faible pour utiliser le Mode Sport</p>	 <p>Déclencheur à distance</p>
<p>Durée de l'entraînement &lt; 1 minute</p>	<p>Durée de l'entraînement &gt; 1 minute</p>			
 <p>0755-60  Lange drücken um aufzulegen</p>	 <p>Essen um 18:00 Uhr?</p>	 <p>Zeit sich zu bewegen!</p>	 <p>Sportziel erreicht</p>	 <p>15  Connexion interrompue, appareil hors de la zone de portée</p>
<p>Appel</p>	<p>Message</p>	<p>Rappel de mouvement</p>	<p>Objectif atteint</p>	
 <p>-01  Message d'erreur</p>				
<p>Message d'erreur</p>				

## 10. Synchroniser manuellement les données

1. Ouvrez l'application.
2. Sur la page des appareils, appuyez sur une surface libre et faites glisser votre doigt vers le bas.
3. Les données sont synchronisées.




### Application









#### NOTE :

*Les applications mobiles sont développées et améliorées en permanence. Il est donc possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.*

### 1. Vue d'ensemble des onglets

	Page principale	Données d'activité (actuelles)
		Données de sommeil (actuelles)
		Données de fréquence cardiaque (actuelles)
		Pression artérielle (dernière mesure)
	Détails	Données d'activité (total)
		Données de sommeil (actuelles)
		Données de fréquence cardiaque (actuelles)
	Appareil	Signal d'appel
		Rappel de mouvement
		Alarme
		Notifications
		Démarrer la caméra
		Reconnaissance fréquence cardiaque
		Luminosité d'écran
		Plus
		Actualiser le firmware
		Affichage de l'activité (plus)
		Régler la langue (plus)
		Format de l'heure (plus)

		Taille des foulées (plus)
		Zones de fréquence cardiaque (plus)
		Mode "Ne pas déranger" (plus)
		Luminosité de l'écran (Plus)
		Redémarrer l'appareil (plus) = Réinitialiser
	Utilisateur	Classement du jour
		Réglages des objectifs
		Informations personnelles
		Réglages système
		Problème
		Balance intelligente / Balance intelligente des graisses
		Programme tiers
		Synchroniser maintenant (Android)
		Enregistrement de l'itinéraire
		Mode Sport
		Contrôle du poids
		Mesure de la pression artérielle

## Dépannage

**Le réveil est affiché dans l'application comme "non synchronisé".**

- Pour synchroniser les heures de réveil réglées dans l'application avec le bracelet fitness, appuyez dans la liste des alarmes sur la coche en haut à droite. Seules les heures de réveil synchronisées sont prises en compte par le bracelet fitness.

**Comment couper une alarme ?**

- À l'heure programmée pour l'alarme, le bracelet fitness vibre et l'écran du réveil s'affiche. Appuyez brièvement sur le champ de fonction pour couper l'alarme active.

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Réinitialisez l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	90 mAh, 3,7 V	
Tension d'alimentation	5 V DC	
Durée du chargement	env. 1,5 h	
Autonomie	jusqu'à 7 j	
Fonction bluetooth	Version	4.0
	Nom	NX-4603
	Fréquence radio	2402 - 2480 MHz
	Puissance d'émission	0,37 mW
Indice de protection IP68	Protégé contre l'immersion prolongée	
Dimensions	240 x 20 x 13 mm	
Poids	23 g	





Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 11.09.2019 – BS//MF