

Dispositivo fototerapeutico anallergico



Manuale operativo

CONTENUTI

Il tuo nuovo dispositivo anti-allergia.	3
Volume di consegna.....	3
Note importanti all'inizio.	4
Istruzioni di sicurezza	4
Informazioni importanti sullo smaltimento.	5
Batterie e loro smaltimento.	5
Dichiarazione di conformità.	7
Dettagli del prodotto.	8
Servizio.	9
Installazione.....	9
Cambio batteria.	10
Pulizia e manutenzione.	10
Specifiche tecniche	11
Specifiche.....	11

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.newgen-medicals.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

IL TUO NUOVO DISPOSITIVO ANTIALLERGIA

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato il dispositivo di fototerapia antiallergica. Il dispositivo anti-allergia utilizza LED speciali nei tubi nasali per emettere luce con una lunghezza d'onda di 652 e 940 nanometri. Questa lunghezza d'onda irradia la mucosa all'interno del naso, aumenta la temperatura nasale e favorisce la circolazione sanguigna.

Una lunghezza d'onda di 940 nm non può essere percepita ad occhio nudo; la luce con una lunghezza d'onda di 652 nm ha un colore rosso scuro. La luce fredda con una doppia lunghezza d'onda di 652 e 940 nm irradia l'epitrichio con diversi livelli di energia.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il dispositivo in modo ottimale.

Ambito di consegna

- Dispositivo fototerapeutico anallergico
- Batteria a blocco da 9 V
- manuale operativo

INFORMAZIONI IMPORTANTI

ALL'INIZIO Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con la funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento e di leggerlo attentamente prima di utilizzare il dispositivo.
- Si prega di utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro uso può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione pericolo di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai le riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico **NON** appartiene ai rifiuti domestici.

Per un corretto smaltimento, si prega di contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limiti quantitativi per giorno/mese/anno, si rimanda alle informazioni fornite dal rispettivo comune.

Batterie e loro smaltimento

Le batterie **NON** appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento. Puoi depositare le batterie presso i punti di raccolta pubblici della tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.

- Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi, ciò può significare che un dispositivo richiede batterie e non funziona con batterie ricaricabili.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione, rischio di esplosione!
- Assicurarsi che la polarità delle batterie ricaricabili o delle batterie sia corretta. Batterie ricaricabili o batterie inserite in modo errato

può portare alla distruzione del dispositivo - rischio di incendio.

- Non tentare di aprire batterie o batterie ricaricabili e non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccali solo con guanti adatti.
- Le batterie non sono alla portata dei bambini.



Mesure Technology Co., Ltd.

7F., No.86, 88 & 88-1. Sec. 1,

Kwang Fu Road, San Chung Dist.,

New Taipei City, Taiwan, R.O.C

EC REP EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20, 2514 AP

The Hague, The Netherlands



Dichiarazione di conformità

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-5226-675 è conforme alla Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE, alla Direttiva RoHS 2011/65 UE e alla Direttiva EMC 2014/30/UE.




Gestione della qualità

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La dichiarazione di conformità dettagliata è disponibile su www.pearl.de/support.

Immettere NC-5226 nel campo di ricerca.

DETTAGLI DEL PRODOTTO



1. Pulsante di accensione/spengimento con LED di funzionamento
2. Clip per naso
3. Tubi nasali
4. LED a luce fredda

SERVIZIO

Installazione

1. Aprire il coperchio della batteria sul retro dell'alloggiamento e inserire una batteria da 9 V secondo l'illustrazione nel vano batteria. Prestare attenzione alla corretta polarità quando si inserisce la batteria.
2. Premere il pulsante di accensione/spegnimento. La luce rossa della lunghezza d'onda di 652 nm si accende all'estremità dei tubi nasali, la luce di 940 nm non è visibile ad occhio nudo.
3. Inserisci i tubi nasali nel naso e fissali in posizione.
4. Il dispositivo si disattiva automaticamente circa 3 minuti dopo la messa in funzione. Una sessione di trattamento dura circa 3 minuti.
5. Premendo nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento durante il trattamento, il dispositivo si spegne.



NOTA:

Otterrai i migliori risultati se utilizzi il dispositivo due o tre volte al giorno (mattina e sera) per circa tre minuti ogni giorno per tre settimane.

Sostituzione della batteria

Quando la batteria si esaurisce, il LED di alimentazione lampeggerà. Sostituire la batteria per mantenere in funzione il trattamento della luce. Aprire il coperchio della batteria e sostituire la vecchia batteria. Se il tubo nasale non si illumina dopo aver premuto il pulsante di accensione/spegnimento, controllare le condizioni e l'inserimento della batteria.

pulizia e manutenzione

1. Rimuovere la batteria dal dispositivo se non verrà utilizzata per diversi giorni per evitare possibili danni dovuti a corrosione o perdite della batteria.
2. Non pulire il prodotto con detersivo liquido. Utilizzare invece un panno umido per pulire la superficie.
3. Pulisci i tubi nasali dopo ogni utilizzo con un batuffolo di cotone, una soluzione alcolica al 70% e poi con acqua pulita. Evitare l'uso di alcol al 100% e altri solventi organici.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche

Tipo di trattamento	Fototerapia con dual lunghezza d'onda
Area di illuminazione	Mucosa nasale
Lunghezze d'onda utilizzate	652 nm / 940 nm
Tipo di illuminazione	Continuamente
illuminamento	3 mW per tubo nasale
Dose assorbita per trattamento	1.0 joule
Tempo di operatività	circa 3 minuti per trattamento
Condizioni operative ottimali	15°C - 40°C / 30% - 80% UR
Condizioni ottimali di conservazione	-10°C - 60°C / 30% - 80% UR
Tipo di batteria	Batteria da 9 V (1 pezzo)
Durata della batteria	circa 100 applicazioni (3 minuti ciascuno)
Dimensioni del prodotto	7,8 x 6,5 x 3,1 cm
Peso del prodotto	80 g



Servizio clienti: +49 7631/360 - 350
Importato da:
PEARL.GmbH | PEARL Str. 1-3 | D-79426 Buggingen
© REV3 / 18. 01. 2018 - EB / MB // BS / TH // SK
