

# Braccialetto fitness Bluetooth 4.0 FBT-60.BD

Misurazione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca,  
IP67

manuale operativo



# Sommario

<b>Il tuo nuovo braccialetto fitness .....</b>	<b>4</b>
portata di consegna .....	4
Accessori opzionali .....	4
<b>Note importanti all'inizio.....</b>	<b>5</b>
istruzioni di sicurezza .....	5
Consigli sulla salute.....	6
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	6
Dichiarazione di conformità .....	6
<b>Dettagli del prodotto .....</b>	<b>7</b>
<b>Installazione.....</b>	<b>8</b>
caricare la batteria .....	8
Installa l'applicazione.....	9
<b>uso.....</b>	<b>9</b>
accendere.....	9
Connetti al dispositivo mobile .....	9
Android .....	9
iOS .....	10
Sincronizza i dati .....	11
Visualizza annunci.....	11
Ricerca di dispositivi mobili.....	12
Notifiche.....	12
Chiamate .....	13
Spegni .....	13
<b>App .....</b>	<b>14</b>
Panoramica delle schede .....	14
Sveglia.....	15
Imposta sveglia.....	15
Termina l'allarme attivo.....	15
Attiva / disattiva la sveglia .....	15
Elimina l'allarme dall'elenco.....	15
Scatto dell'otturatore a distanza .....	16
Android .....	16
iOS .....	16

Impostazioni del dispositivo .....	17
Registrazione del percorso .....	19
Usa l'app senza un braccialetto fitness associato.....	19
Inviare dati a terzi .....	19
Scollegare il braccialetto fitness dal dispositivo mobile .....	20
Android .....	20
iOS .....	20
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>21</b>
<b>privacy.....</b>	<b>21</b>
<b>Specifiche tecniche.....</b>	<b>22</b>

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

## Il tuo nuovo braccialetto fitness

### Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo braccialetto fitness bluetooth. Con esso hai tutto sotto controllo: numero di passi, consumo calorico, distanza, sonno, polso, pressione sanguigna e contenuto di ossigeno nel sangue. La frequenza cardiaca viene misurata automaticamente ogni 60 minuti.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo rilevatore d'acqua in modo ottimale.

### portata di consegna

- Braccialetto fitness Bluetooth 4.0 FBT-60.BD
- manuale operativo

### Inoltre richiesto:

- Dispositivo mobile con Android da 4.4 / iOS da 8.0 e Bluetooth 4.0

### App consigliata:

- Per il funzionamento o per la valutazione dei dati è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il braccialetto fitness e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app FitCloud gratuita.

### Accessori opzionali

Alimentazione USB (ad esempio SD-2201)

# Note importanti all'inizio

## Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Il dispositivo è protetto dall'immersione temporanea. Non immergerlo mai in acqua o in liquidi diversi dall'acqua per lunghi periodi di tempo.
- Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Restare vicini quando si carica la batteria e controllare regolarmente la sua temperatura. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la carica è difettosa e non deve essere più utilizzata essere utilizzato.
- Non sottoporre la batteria integrata a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di carico.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è 10 - 20 ° C.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

## Consigli sulla salute

Il polso, la pressione sanguigna e il contenuto di ossigeno nel sangue vengono determinati con l'aiuto dell'app. Sono solo di riferimento, non per diagnosi mediche. Non utilizzare i risultati per l'autodiagnosi o come base per il trattamento. Le persone con disturbi circolatori o della pressione sanguigna dovrebbero rimanere sotto controllo medico.

## Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico e la batteria integrata non appartengono ai rifiuti domestici. Per il

Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta e, se applicabile,

Si prega di fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune per eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno.




## Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-4495-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NX-4495 nel campo di ricerca.

## Dettagli del prodotto



1 braccialeto

2 Sensore di frequenza cardiaca

3 Chiusura

4 Presa USB

5 Campo funzione

6 Schermo

# Installazione

## caricare la batteria



**NOTA:**

*Caricare la batteria per almeno 90 minuti prima di utilizzarla per la prima volta.*

1. Allentare il cinturino sul lato con il campo funzione ruotandolo in senso orario di circa 45



2. Quindi staccare il cinturino per scoprire il connettore USB.



3. Collegare la spina USB a un alimentatore USB adatto. Assicurarsi che i punti di contatto dorati della spina USB e dell'alimentatore USB siano uno sopra l'altro menzogna.



4. Il braccialetto vibra brevemente, si accende e sul display viene visualizzata brevemente un'animazione di ricarica. La batteria è completamente carica quando l'animazione si è interrotta e la barra è completamente piena.
5. Riattacca il braccialetto in modo che poggi contro il display senza lasciare spazi.



**NOTA:**

*Toccare brevemente il campo della funzione per richiamare nuovamente l'animazione di caricamento.*

## Installa l'applicazione

Per il funzionamento o per la valutazione dei dati è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il braccialetto fitness e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app Fit-Cloud gratuita. Trovalo nel Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile. Oppure scansiona il codice QR corrispondente:

Android



iOS



## USO

### accendere

Accendi il tuo braccialetto fitness premendo il campo funzione per 6-7 secondi rubinetto. Il tuo braccialetto fitness vibra e il display si accende.

### Connetti al dispositivo mobile



**NOTA:**

*Il tuo dispositivo mobile deve avere Bluetooth 4.0.*



**ATTENZIONE!**

**La connessione Bluetooth avviene tramite l'app. NON collegare i dispositivi tramite il menu Bluetooth del dispositivo mobile!**

### Android

1. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
2. Apri l'app FitCloud.
3. Tocca Registrati.
4. Inserisci il tuo indirizzo email nel primo campo.

5. Crea una password nel secondo campo.
6. In alto a destra, tocca Avanti.
7. Crea un profilo utente. Inserisci un nome utente, il tuo Mese di nascita, sesso, altezza e peso.



**NOTA:**

*I dati su altezza e peso dovrebbero essere il più precisi possibile, poiché vengono utilizzati per calcolare il consumo calorico.*

8. In alto a destra, tocca Salva. Si arriva alla pagina degli accoppiamenti.
9. In basso, tocca Associa dispositivo. Cerca i dispositivi adatti nelle vicinanze del dispositivo mobile. Tocca il tuo braccialetto fitness (NX4495) nell'elenco. I dispositivi sono collegati tra loro.



**NOTA:**

*Se non è possibile trovare il braccialetto fitness, procedere come segue:*

1. Nella pagina di ricerca, tocca la freccia sinistra in alto.
2. Nella pagina di accoppiamento, tocca la freccia sinistra in alto.
3. Se necessario, concedere le autorizzazioni di accesso e concedere l'autorizzazione per inviare messaggi e determinare la posizione.
4. Richiama la scheda Impostazioni facendo clic sulla seguente icona in basso rubinetto:



5. In alto, tocca la freccia accanto alla voce di menu Associa dispositivo.
6. Cerca i dispositivi adatti nelle vicinanze del dispositivo mobile. Nell'elenco che appare, tocca il tuo braccialetto fitness (NX4495). I dispositivi sono collegati tra loro.
7. Tocca OK nella visualizzazione delle informazioni.

10. Nella finestra del messaggio che appare, tocca Conferma.
11. Spunta FitCloud in modo da poter ricevere notifiche sul tuo braccialetto fitness. Quindi torna all'app utilizzando il pulsante Indietro sul tuo smartphone.

## IOS

1. Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo mobile.
2. Apri l'app FitCloud.
3. Consenti l'invio di messaggi.
4. Tocca Accedi.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel primo campo.
6. Crea una password nel secondo campo (6-16 caratteri).
7. Ripeti la password nel terzo campo.
8. Tocca Accedi.
9. Crea un profilo utente. Inserisci un nome utente, il tuo mese di nascita, il tuo sesso, la tua altezza e il tuo peso.

**NOTA:**

*I dati su altezza e peso dovrebbero essere il più precisi possibile, poiché vengono utilizzati per calcolare il consumo calorico.*

10. In alto a destra, tocca Salva. Si arriva alla pagina degli accoppiamenti.
11. Si arriva alla pagina dell'accoppiamento. Cerca i dispositivi adatti nelle vicinanze del dispositivo mobile. Toca il tuo braccialetto fitness (NX4495) nell'elenco. I dispositivi sono collegati tra loro.
12. Se necessario, confermare la richiesta di associazione toccando Accoppia.
13. Se necessario, quando accedi ai dati da Apple Health, tocca Abilita tutte le categorie.
14. Se necessario, tocca Consenti in alto a destra.

## Sincronizza i dati

Dopo aver aperto l'app, i dati vengono sincronizzati automaticamente.

Sincronizza manualmente i dati posizionando il dito nella metà superiore dello schermo sulla pagina desiderata (esercizio, sonno, salute) e trascinando la pagina verso il basso da lì.

## Visualizza annunci


Passare da una visualizzazione all'altra toccando il campo della funzione.




Tempo




Pedometro




Consumo di calorie



itinerario




Monitor del sonno



Frequenza del battito cardiaco



Ossigeno nel sangue




Pressione sanguigna



notizia



Ricerca di dispositivi mobili



Spegni

**NOTA:**

*Il contapassi è sempre attivo. Frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue e pressione sanguigna vengono misurati automaticamente non appena si richiama il display corrispondente. Il monitor del sonno viene controllato tramite i tempi memorizzati nell'app.*

## Ricerca di dispositivi mobili

Finché il tuo dispositivo mobile è connesso al braccialetto fitness, acceso e nel raggio d'azione, puoi utilizzare il braccialetto fitness per individuarlo:

1. Toccare ripetutamente il campo della funzione finché non viene visualizzata la seguente schermata:



2. Tenere premuto il campo della funzione per 6-7 secondi. Sul display compare un segno di spunta. Il dispositivo mobile attira brevemente l'attenzione su di sé con un segnale acustico.
3. Se necessario, ripetere la procedura finché non si trova il dispositivo mobile.


## Notifiche

Se hai dato il permesso di inviare messaggi, gli SMS e i messaggi push ricevuti sul tuo dispositivo mobile verranno visualizzati nella visualizzazione dei messaggi del tuo braccialetto fitness.

**NOTA:**

*Le impostazioni per le quali le notifiche vengono inoltrate al tuo braccialetto fitness possono essere effettuate nella scheda *Impostazioni*> *Notifiche*.*

1. Toccare ripetutamente il campo della funzione finché non viene visualizzata la seguente schermata:



2. Il numero di nuovi messaggi viene visualizzato nell'angolo destro dell'icona del messaggio. Tenere premuto il campo della funzione per 6-7 secondi per aprire il messaggio.



**NOTA:**

*Quando ricevi nuovi messaggi, il tuo braccialeto fitness vibra. Il mittente e il messaggio vengono visualizzati brevemente sul display.*




**NOTA:**

*Dopo aver letto la notifica nella pagina del messaggio del braccialeto, non sarà più disponibile sul braccialeto.*


## Chiamate

Quando arriva una chiamata sul dispositivo mobile connesso, il braccialeto fitness vibra, il display mostra il simbolo della chiamata e il chiamante o il numero di telefono.



## Spegni

1. Toccare ripetutamente il campo della funzione finché non viene visualizzata la seguente schermata:



2. Toccare il campo della funzione per 6-7 secondi. Apparirà una schermata delle opzioni.
3. Toccare il campo della funzione per selezionare l'opzione Off. L'opzione selezionata lampeggia.
4. Quindi toccare nuovamente il campo della funzione per 6-7 secondi. Il tuo braccialeto fitness vibra e il display si spegne. Il tuo braccialeto fitness è spento.

## App



**NOTA:**

*Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.*

## Panoramica delle schede

Nell'app hai accesso ai tuoi dati di fitness (passi e distanza percorsa), dati sul sonno, dati sulla salute (polso, contenuto di ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, frequenza respiratoria) e le impostazioni del dispositivo. Vai a una scheda toccando l'icona nella parte inferiore dell'app.



Scheda esercizio

Dati di fitness  
Modalità sport  
Panoramica giornaliera / settimanale / mensile  
Sincronizza i dati



Scheda sonno

Dati sul sonno  
Panoramica giornaliera / settimanale / mensile



Scheda Salute

Pulse  
Livello di ossigeno nel sangue  
Pressione sanguigna  
Frequenza respiratoria



Impostazioni del dispositivo

Profilo utente  
Stato del dispositivo  
Obiettivo dell'attività  
Notifiche  
unità  
Sveglia  
Scatto dell'otturatore a distanza  
Google Fit (Android) / Salute (iOS)  
Aggiornare  
FAQ  
Informazioni  
Disconnettersi

## Sveglia

Imposta una sveglia tramite l'app. Non appena viene raggiunta l'ora della sveglia, il tuo braccialetto fitness vibrerà.

### Imposta sveglia

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Toccare la voce di menu Allarme (Android) / Sveglia (iOS). Viene visualizzato l'elenco degli allarmi.
3. Tocca Aggiungi sveglia.
4. Impostare l'ora della sveglia desiderata utilizzando la rotella di scorrimento.
5. Tocca la freccia accanto a Ritmo sveglia (Android) / Ciclo sveglia (iOS). Contrassegnare i giorni della settimana in cui l'allarme deve essere attivo toccandoli. Un altro tocco rimuove il segno.
6. In alto, tocca la freccia sinistra.
7. In alto a destra, tocca Salva. L'allarme viene visualizzato come attivato nell'elenco degli allarmi (cursore a destra).
8. In alto a destra, tocca di nuovo Salva. L'allarme è ora stato salvato.

### Termina l'allarme attivo

Terminare un allarme attivo toccando il campo funzione.

### Attiva / disattiva la sveglia

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Toccare la voce di menu Allarme (Android) / Sveglia (iOS). Viene visualizzato l'elenco degli allarmi.
3. Toccare il pulsante accanto alla sveglia desiderata per attivarla (cursore a destra) o disattivarla (cursore a sinistra).
4. Tocca Salva in alto a destra per applicare l'impostazione.

### Elimina l'allarme dall'elenco

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Toccare la voce di menu Allarme (Android) / Sveglia (iOS). Viene visualizzato l'elenco degli allarmi.
3. Tocca la sveglia che desideri.

4. In basso, tocca Cancella / Cancella allarmi.
5. Tocca Salva in alto a destra per applicare l'impostazione.

## Scatto dell'otturatore a distanza

Usa il tuo braccialetto fitness come telecomando per scattare selfie più rilassati e altre foto.

### Android

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Tocca la voce di menu Scuoti foto.
3. Avvia il timer di 3 secondi agitando il braccialetto fitness. Quando il timer scade, viene scattata una foto.
4. Esci dal menu Foto toccando la freccia sinistra in basso.

### iOS

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Tocca la voce di menu Altre funzioni.
3. Tocca la voce di menu Scuoti foto.
4. Consenti l'accesso alla fotocamera sul tuo dispositivo mobile.
5. Avvia il timer di 3 secondi agitando il braccialetto fitness. Quando il timer scade, viene scattata una foto.
6. Se necessario, consenti l'aggiunta delle foto che hai creato.
7. Esci dal menu Foto toccando Annulla in basso.



## Impostazioni del dispositivo

Come richiamare le impostazioni del dispositivo:

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Tocca il nome del tuo braccialetto fitness (NX-4495).
3. Toccare la voce di menu desiderata.

iOS:

Nome del dispositivo	Indirizzo MAC
Ricerca di banda	Trova il braccialetto fitness (il braccialetto vibra)
Impostazioni di visualizzazione	Visualizza annunci
Portare la mano	Sinistra destra
Visualizzazione delle informazioni sollevando il Polso	Accensione / spegnimento
Ora di inizio (sopra)	Inizio della registrazione dell'attività fisica
Ora di fine (sopra)	Fine della registrazione dell'attività fisica
Riflessione della luce più intensa	Accensione / spegnimento
Storia della salute	Accensione / spegnimento
Ora di inizio (sotto)	Avvia il monitoraggio del sonno
Ora di fine (sotto)	Monitoraggio della fine del sonno
Ricomincia	Riavvio immediato del dispositivo

Android:

Trova il nastro	Trova il braccialetto fitness (il braccialetto vibra)
Visualizza la banda delle impostazioni	Visualizza annunci
Posizione del nastro	Porta la mano a destra oa sinistra
Alza la mano per vedere le informazioni	Accensione / spegnimento
Ora di inizio (sopra)	Inizio della registrazione dell'attività fisica
Ora di fine (sopra)	Fine della registrazione dell'attività fisica
Misurazione migliorata	Attiva / disattiva la riflessione della luce più intensa
Storia della salute	Accensione / spegnimento
Ora di inizio (sotto)	Avvia il monitoraggio del sonno
Ora di fine (sotto)	Monitoraggio della fine del sonno
Nome del dispositivo	Nome e indirizzo MAC
Riavvia il braccialetto	Riavvio immediato del dispositivo

## Registrazione del percorso

Puoi utilizzare l'app per registrare la distanza percorsa utilizzando il trasmettitore GPS sul tuo dispositivo mobile.

1. Attiva la funzione di localizzazione del tuo dispositivo mobile.
2. Richiama la scheda dell'allenamento toccando la seguente icona in basso:



3. In alto a sinistra, tocca la seguente icona:



4. Toccare lo sport pertinente (camminata - corsa (Android) / corsa (iOS) - escursionismo (Android) / alpinismo (iOS)).
5. Il conto alla rovescia inizierà. Al termine del conto alla rovescia, inizia la registrazione del percorso. La distanza, il tempo e il consumo di calorie vengono visualizzati sul display.
6. Metti in pausa toccando e tenendo premuto il pulsante Pausa finché il cerchio non si divide in due cerchi. Quindi tocca il pulsante Riprendi per terminare la pausa.
7. Per interrompere la registrazione del percorso, prima mettere in pausa e poi toccare il pulsante Fine.

## Usa l'app senza un braccialetto fitness associato

È possibile accedere ai dati dell'app anche quando nessun braccialetto fitness è collegato all'app. Per fare ciò, tocca dopo aver aperto l'app

**Usa direttamente.**

## Inviare dati a terzi

1. In alto a destra, tocca il seguente simbolo (se disponibile):



2. Quindi seleziona l'app che desideri utilizzare per condividere il foglio dati corrente.

## Scollegare il braccialetto fitness dal dispositivo mobile

### Android

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Tocca il nome del tuo braccialetto fitness (NX-4495).
3. Scorri fino in fondo.
4. Tocca Disconnetti.
5. Conferma il processo.
6. I dispositivi sono ora separati l'uno dall'altro.

### iOS

1. Richiama la scheda Impostazioni toccando la seguente icona di seguito:



2. Tocca il nome del tuo braccialetto fitness (NX-4495).
3. Scorri fino in fondo.
4. Tocca Disconnetti.
5. Conferma il processo.
6. Vai al menu Bluetooth sul tuo dispositivo mobile.
7. Trova il tuo braccialetto fitness.
8. Tocca il simbolo delle informazioni accanto al tuo braccialetto fitness.
9. Tocca Elimina questo dispositivo. I dispositivi sono ora separati l'uno dall'altro.

## Risoluzione dei problemi

### **Nessun messaggio viene inoltrato al braccialetto fitness.**

- Assicurati di aver attivato l'accesso alle notifiche per l'app FitCloud (Impostazioni> Gestione applicazioni / App> seleziona la casella accanto a Mostra notifiche).
- Assicurati di aver consentito l'inoltro delle notifiche nella scheda Impostazioni dell'app FitCloud: scheda Impostazioni> Notifiche> tocca il pulsante accanto all'app corrispondente.

## privacy

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, si prega di notare i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali per la registrazione o determinati Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app.

## Specifiche tecniche

Batteria Li-Po	85 mAh
Corrente di carica	5 V CC / 0,5 A.
Tempo di caricamento	12 ore
Tempo di standby	fino a 7 giorni
Tempo di operatività	fino a 3 giorni
Bluetooth	4.0
Frequenza radio	2.400 - 2.4835 GHz
Max. Potenza di trasmissione	4 dBm
Funzioni	Pedometro, consumo calorico, distanza, monitor del sonno, polso, pressione sanguigna, contenuto di ossigeno, sveglia, promemoria di movimento, funzione di ricerca
Classe di protezione	IP67
Schermo	2,1 cm (0,86 ")
Archivio dati	Fino a 23 giorni
Dimensioni	240 x 19 x 11 mm
Peso	19 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 23.07.2018 - BS // MF