

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der elektrischen Schallzahnbürste, einer Akku-Schallzahnbürste mit Timer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schallzahnbürste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schallzahnbürste (Handstück)
- 2 Zahnbürstenaufsätze
- Induktions-Ladestation mit Bürstenhalter
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Stellen Sie das Handstück auf die Ladestation. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um den Akku der Bürste zu laden. Eine blaue Kontroll-LED zeigt den Ladevorgang an.

Verwendung

Stecken Sie Ihren Zahnbürstenaufsatz auf das Handstück auf. Schalten Sie die Schallzahnbürste durch Druck auf den Knopf ein. Dies ist die Standardeinstellung.

Mit einem weiteren Knopfdruck schalten Sie auf sanfte Reinigung und mit einem dritten Knopfdruck auf Pulsieren
Der Timer der Schallzahnbürste beendet nach 2 Minuten den Reinigungsvorgang automatisch. Sie können aber auch durch einen vierten Knopfdruck die Schallzahnbürste vor der Zeit ausschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten weichen Tuch und sanften Reinigungsmitteln.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC4897 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-4897 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette brosse à dents électrique qui vous offre un brossage des plus efficaces.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse à dents sonore
- 2 embouts de brosse à dents
- Station de chargement à induction, avec support
- Mode d'emploi

Mise en marche

Placez la brosse à dents sur la station de chargement. Branchez la fiche dans la prise pour recharger la batterie de la brosse. Une LED de contrôle bleue indique que le chargement est en cours.

Utilisation

Placez l'embout sur la brosse à dents. Appuyez sur le bouton pour allumer la brosse à dents sonore. Ceci est le réglage par défaut. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour passer en mode nettoyage doux, puis une troisième fois pour passer en mode pulsations.

Le minuteur de la brosse à dents sonore arrête automatiquement le processus de nettoyage au bout de 2 minutes. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour éteindre la brosse à dents avant la durée programmée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-4897 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.