

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Massagekissens. Dieses Massagekissen verwöhnt Sie mit vollautomatischen Massage-Programmen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Massagekissen
- Netzteil
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete



Zum Massieren von Kopf-, Nacken- und Schulterbereich



Zum Massieren von Schulter- und Rückenbereich



Zum Massieren von Rücken- und Taillenbereich

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose.
2. Setzen oder legen Sie sich in eine bequeme Position. Legen Sie je nach Position das Stirnband an und achten Sie darauf das Stirnband nicht zu eng zu verschließen.
3. Starten Sie eines der Massage-Programme und wählen eine gewünschte Massagezeit aus.

Verwendung



On/Off-Taste	Betätigen Sie die On/Off-Taste, um das Kissen einzuschalten. Der automatische Betrieb startet für 15 Minuten. Je nach eingestelltem Modus leuchtet das jeweilige Lämpchen.
Auto1	Betätigen Sie die Auto1-Taste, um das erste Programm zu starten. Ein Lämpchen zeigt an, welche Partie des Körpers massiert wird. Betätigen Sie diese Taste erneut, um das Programm zu beenden.
Auto2	Betätigen Sie die Auto2-Taste, um das zweite Programm zu starten. Ein Lämpchen zeigt an, welche Partie des Körpers massiert wird. Betätigen Sie diese Taste erneut, um das Programm zu beenden.
Time	Sobald das Kissen startet, setzt sich der Timer auf 15 Minuten. Betätigen Sie die Time-Taste, um zwischen der gewünschten Massagezeit (10, 15, 20 Minuten) auszuwählen.

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Kissen mit einem trockenen und weichen Tuch. Wenn Sie das Kissen für längere Zeit nicht verwenden, verstauen Sie es gut.



HINWEIS:

Verwenden Sie kein Wasser, Benzol oder andere ätzenden Reiniger.

Problembehandlung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Stromstecker ist nicht richtig verbunden.	Stecken Sie den Stromstecker fest.
Das Gerät gibt Geräusche von sich.	Das Stirnband ist nicht eng genug gezogen. Der Reißverschluss-Kopf wackelt.	Das ist normal und keine Fehlfunktion.
Das Gerät funktioniert nicht mehr.	Die Timer-Funktion ist beendet. Das Kissen ist überhitzt	Trennen Sie das Kissen für ca. 20 Minuten vom Strom. Starten Sie das Kissen erneut.

Technische Daten

Eingangsleistung	24 V / 1,5 A
Nennleistung	25 W
Gewicht	3,5 kg
Material des Kissens	Polyurethane (PUR)

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Spezielle Sicherheitshinweise

- Lassen Sie keine Kinder ohne Aufsicht das Gerät benutzen.
- Personen mit Rückenproblemen oder anderen gesundheitlichen Beschwerden sollten vor der Verwendung des Produktes ihren Arzt konsultieren.
- Schließen Sie das Stirnband nicht zu eng.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4973 in Übereinstimmung mit der EMV - Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4973 ein.