

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Shiatsu Fußmassagegeräts. Mit der japanischen Massagetechnik werden die Fußmuskeln entspannt, die gleichzeitig zuschaltbare Wärme ist bei Muskelschmerzen wohltuend.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Fußmassagegerät optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Fußmassagegerät
- Fernbedienung
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

**Verwendung**

Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Anschluss auf der Geräterückseite und das Netzteil mit der Steckdose. Setzen Sie sich bequem hin (auf einen Stuhl oder das Sofa) und stellen Sie das Fußmassagegerät vor sich auf den Boden.

Stellen Sie Ihre Füße in den Fußwärmer und nehmen Sie die Fernbedienung zur Hand.

Stellen Sie über die beiden Schalter der Fernbedienung die gewünschten Funktionen ein. Sie können die Massage- und Wärmefunktion auch gleichzeitig aktivieren.

Die beiden rotierenden Massageköpfe stimulieren die Druckpunkte an den Füßen und lösen so Verspannungen – eine Wohltat für müde und schmerzende Füße.

Die Fernbedienung besitzt zwei Schalter:

Den rechten **Massage**-Schalter für die Stärke der Massage: Sie können zwischen den Positionen **OFF (mittig)** (ausgeschaltet), **LO** (sanfte Massage) und **HI** (intensive Massage) wählen.

Den linken **Heat**-Schalter für die Wärmeregulierung: Sie können zwischen den Positionen **OFF (mittig)** (ausgeschaltet), **LO** (sanfte Wärme) und **HI** (intensive Wärme) wählen.

Schalten Sie nach der Anwendung das Fußmassagegerät aus, indem Sie beide Schalter auf die Position **Off** schieben. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

**Gebrauchshinweise**

- Setzen Sie das Gerät keiner starken Gewichtsbelastung aus, d.h. Sie sollten sich weder auf das Gerät stellen, setzen noch legen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen, entzündeten oder geschädigten Hautpartien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder andere batteriebetriebene medizinische Implantate tragen.
- Wenden Sie das Gerät nicht an bei ernsthaften Erkrankungen, Rückgratverkrümmungen, Verletzungen im Nacken-/Halsbereich oder nach kürzlich erfolgter Operation sowie bei Schwangerschaft, Bluthochdruck oder eingeschränkter Sensibilität (z.B. bei Diabetes).
- Suchen Sie bei anhaltenden Schmerzen einen Arzt auf. Das Gerät kann keine medizinische Behandlung ersetzen!
- Verwenden Sie das Gerät ununterbrochen nicht länger als ca. 30 Minuten. Verwenden Sie es erst nach Ablauf von ca. 30 Minuten erneut. Bei längerem Gebrauch wird das Gerät heiß. Versuchen Sie deshalb, während des Gebrauchs nicht einzuschlafen. Achtung Überhitzungs- und Brandgefahr!
- Sollte das Gerät überhitzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Die Anwendung hat eine stimulierende Wirkung. Verwenden Sie das Gerät daher nicht kurz vor dem Zubettgehen, es kann das Einschlafen erschweren.

**Reinigung**

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Lassen Sie das Gerät ganz abkühlen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit ein wenig Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Den inneren und äußeren Bezug des Fußmassagegerätes können Sie bei 40 °C in der Waschmaschine waschen. Nehmen Sie zuvor die elektrische Massage-Einheit aus dem Fußmassagegerät und entfernen Sie alle elektrischen Teile (Netzkabel, Fernbedienung).

**HINWEIS:**

*Verwenden Sie keine scharfen Lösungs- oder Reinigungsmittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.*

**Aufbewahrung**

Lassen Sie das Gerät nach der Verwendung abkühlen. Verstauen Sie das Gerät in sauberem und trockenem Zustand an einem kühlen, sauberen und trockenen Platz. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Knicken Sie das Kabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät. Hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf. Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen Stoffen, scharfen oder spitzen Gegenständen.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Staub oder ätzenden Stoffen aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät aus dem Wasser herausholen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Adaptern und schließen Sie es nur an ein Stromnetz mit 230 V/50 Hz an.
- Vermeiden Sie die Überhitzung des Gerätes. Verwenden Sie es daher nicht unter einer Decke oder unter einem Kissen. Achtung Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sauerstoff eingesetzt oder eine Spraydose benutzt wurde.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät ununterbrochen nicht länger als ca. 30 Minuten und verwenden Sie es erst nach Ablauf von ca. 30 Minuten erneut.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC4977 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,  
79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC4977 ein.