

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Zahnbürstensets mit Munddusche, Spiegel und 8 Aufsätzen für die umfassende Zahnreinigung und -pflege. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Zahnbürstenset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aufbewahrungs- und Ladesystem
- Elektrische Zahnbürste
- 2 Aufsteck-Zahnbürsten
- 2 Aufsteck-Zungenbürsten
- 2 Aufsteck-Interdentalbürsten
- 2 Aufsteckköpfe für Zahnseide
- Mundspiegel (beleuchtet)
- Munddusche
- Wassertank (165 ml)
- 2 Aufsteck-Düsen für die Munddusche
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 Batterien Typ AA (für die Munddusche), 1 Batterie Typ AAA (für den beleuchteten Spiegel)

Batterien einlegen

- Die Munddusche und die Spiegelbeleuchtung werden mit Batterien betrieben.
- Öffnen Sie das jeweilige Batteriefach auf der Unterseite der Munddusche und auf der Unterseite des Spiegels.
- Legen Sie die Batterien ein: 2 Batterien Typ AA in das Batteriefach für die Munddusche und 1 Batterie Typ AAA in das Batteriefach des Spiegels. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polarität.
- Schließen Sie die Batteriefächer abschließend wieder, indem Sie die Abdeckungen aufsetzen.

Elektrische Zahnbürste verwenden

1. Stellen Sie das Aufbewahrungs- und Ladesystem auf eine stabile, ebene Fläche und verbinden Sie es über das Stromkabel mit der Stromversorgung. Stellen Sie die elektrische Zahnbürste auf Ihren Steckplatz. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
2. Stecken Sie die Aufsteckzahnbürste auf das Handstück der elektrischen Zahnbürste auf. Befeuchten Sie den Bürstenkopf unter fließendem Wasser und tragen Sie die Zahnpasta auf.
3. Schalten Sie die elektrische Zahnbürste über die **Ein/Aus**-Taste ein.
4. Führen Sie die elektrische Zahnbürste mit leichtem Druck von einem Zahn zum anderen und putzen Sie jeden Zahn einige Sekunden lang. Führen Sie die Zahnbürste über die Außen- und die Innenseite der Zähne sowie über die Kauflächen. So entfernen Sie Plaque gründlich – auch an schwer erreichbaren Stellen.
5. In eingeschaltetem Zustand können Sie durch Drücken der **Ein/Aus**-Taste zwischen drei verschiedenen Vibrations- und Putzbewegungen wechseln und die elektrische Zahnbürste ausschalten.
6. Nach zwei Minuten ist die empfohlene Putzdauer erreicht und die elektrische Zahnbürste schaltet sich automatisch aus.



HINWEIS:

Anstelle der Zahnbürste können Sie auch die Zungenbürste für die Reinigung der Zunge, die Interdentalbürste oder den Zahnseide-Kopf für die Reinigung der Zahnzwischenräume auf das Handstück der elektrischen Zahnbürste aufstecken.

Munddusche verwenden

- Reinigen Sie die Munddusche vor der ersten Verwendung, indem Sie den Wassertank füllen, die Munddusche einschalten und das Wasser über das Handstück ins Waschbecken laufen lassen.

- Die Zahnzwischenräume reinigen Sie mit dem Wasserstrahl der Munddusche, mit diesem können Sie auch das Zahnfleisch massieren.
- Stecken Sie dazu die Aufsteckdüse auf das Handstück der Munddusche auf. Füllen Sie den Wassertank.
- Setzen Sie die Aufsteckdüse an einem Zahnzwischenraum oder auf das Zahnfleisch auf und schalten Sie die Munddusche über den **Ein/Aus**-Schalter ein.
- Sie können über den **Ein/Aus**-Schalter zwischen leichtem Wasserdruck (Position „LO“) und starkem Wasserdruck (Position „HI“) wählen.
- Führen Sie die Munddusche von einem Zahnzwischenraum zum anderen bzw. über das Zahnfleisch.
- Halten Sie dabei den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken abfließen kann.
- Schalten Sie die Munddusche nach der Verwendung aus, indem Sie den **Ein/Aus**-Schalter auf die Position „OFF“ schieben, und leeren Sie den Wassertank vollständig aus.



HINWEIS:

Lassen Sie die Munddusche niemals trocken laufen, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt.

Mundspiegel verwenden

Um einzelne Zähne oder Zahnzwischenräume genauer zu betrachten, können Sie den Mundspiegel verwenden. Über den **Ein/Aus**-Schalter schalten Sie die Beleuchtung des Spiegels ein und aus.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie die elektrische Zahnbürste und die Munddusche aus und nehmen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Spülen Sie das Handstück der elektrischen Zahnbürste und die Aufsteckzahnbürste sowie die Munddusche, die Aufsteckdüse und den Wassertank nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab.

- Das Aufbewahrungs- und Ladesystem können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Akku elektrische Zahnbürste	NiMH-Akku
Geschwindigkeit elektrische Zahnbürste	30.000 Schwingungen pro Minute
Kabellänge	1 m
Kapazität Wassertank	165 ml
Durchmesser Aufsteckdüsen für Munddusche	0,9 mm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Achtung Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose.
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4990 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.12.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4990 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland