

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Massagegürtels. Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz an Problemzonen wie Bauch, Beinen und Po. Die tiefenwirksame Vibrationsmassage in Kombination mit der Heizfunktion wirkt durchblutungsfördernd, entspannend und regt den Stoffwechsel an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Luftentfeuchter optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Massagegürtel mit Kabelfernbedienung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Eingangsspannung: 180– 240 Volt
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ausgangsleistung: 24 Watt

Anwendungsmöglichkeiten

- Bauch: Straffung der Bauchmuskeln und Taille. Verbessert die Verdauung.
- Waden: Lindert Schmerzen in den Waden, baut die Muskulatur auf und reduziert das Auftreten von Krampfadern.
- Gesäß: Formt einen straffen Hintern für eine schönere Körpersilhouette.
- Unterer Rücken: Zum Aufbau und zur Stärkung der Rückenmuskulatur. Lindert Schmerzen, die durch langes Sitzen oder eine falsche Körperhaltung verursacht wurden.
- Oberschenkel: Strafft schlaffe Oberschenkelmuskulatur für schönere Beine.
- Nacken/Schultern/oberer Rücken: Lindert Schmerzen, die durch Arthritis, Rheuma oder eine falsche Körperhaltung verursacht wurden. Lockert verspannte Schultern.



HINWEIS:

Der Massagegürtel lässt sich dank des Klettverschlusses problemlos an den Umfang der jeweiligen Körperpartien anpassen. Mit Hilfe des Verlängerungsstücks können Sie den Gurt um 40 Zentimeter erweitern.

Verwendung

1. Packen Sie den Massagegürtel vorsichtig aus und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
2. Legen Sie den Massagegürtel um die gewünschte Körperpartie und fixieren Sie ihn mit Hilfe des Klettverschlusses.
3. Nehmen Sie die Kabelfernbedienung zur Hand und schalten Sie den Massagegürtel ein. Drücken Sie dazu die An/Aus-Taste ganz oben.
4. Drücken Sie auf die Taste MODE. Das erste Massageprogramm startet.
5. Der Gürtel verfügt über drei verschiedene Massage-Modi, darunter ein Automatik-Modus. Um von einem zum nächsten Modus zu wechseln, drücken Sie erneut auf die Taste MODE.
6. Mit Hilfe der „+“- und „-“-Taste verändern Sie die Intensität der Vibration. Es stehen insgesamt sechs Stärkestufen zur Verfügung.
7. Um die Heizfunktion zu aktivieren, drücken Sie auf die unterste Taste der Kabelfernbedienung. Um die Wärmezufuhr zu stoppen, drücken Sie erneut auf diese Taste.
8. Um die Anwendung zu beenden, drücken Sie einmal auf den An/Aus-Knopf ganz oben.



ACHTUNG:

**Der Massagegürtel ist kein medizinisches Gerät!
Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie die Vibration als unangenehm empfinden.**

Verwendungshinweise

- Auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen der Haut darf die Massage nicht angewendet werden. Verwenden Sie den Massagegürtel nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Halten Sie den Massagegürtel stets sauber. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie den Massagegürtel nicht am Kopf oder im Genitalbereich.
- Der Massagegürtel ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn fern von Kindern!

Dieser Massagegürtel ist ungeeignet für:

- Menschen mit einer Herzkrankheit oder Menschen, die einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.
- Menschen mit unnormalem Blutdruck, hohem Fieber, starken, schmerzhaften Krankheiten, bösartigen Tumoren oder tuberkulösen Krankheiten
- Frauen in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt eines Kindes

Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5307-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5307 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ceinture de massage. Ce produit est idéal pour les zones sensibles telles que le ventre, les jambes et le bas du dos. Le massage par vibrations et la fonction chauffantes stimulent la circulation sanguine et détendent les muscles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ceinture de massage avec télécommande filaire
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Tension d'entrée 180 – 240 V
- Fréquence 50 – 60 Hz
- Puissance de sortie 24 W

Possibilités d'utilisation

- Ventre : tonifie les abdominaux et la taille. Améliore la digestion.
- Mollets : soulage la douleur dans les mollets, renforce les muscles et réduit les varices.
- Fessiers : raffermi les muscles pour une belle silhouette.
- Bas du dos : renforce les muscles du dos. Soulage les douleurs causées par la posture assise prolongée ou incorrecte.
- Cuisses : tonifie les muscles des cuisses pour de belles jambes.
- Nuque, épaules, haut du dos : soulage les douleurs causées par l'arthrite, les rhumatismes ou une mauvaise posture. Relaxe les épaules tendues.



NOTE :

La ceinture de massage peut être ajustée grâce à la fermeture à scratch. Utilisez la rallonge pour allonger la ceinture de 40 centimètres.

Utilisation

1. Déballez la ceinture de massage et branchez la fiche dans une prise secteur.
2. Enroulez la ceinture de massage autour de votre corps et fixez-la à l'aide de la fermeture à scratch.
3. Prenez la télécommande filaire et allumez la ceinture de massage. Pour ce faire, appuyez sur la touche ON/OFF située en haut.
4. Appuyez sur la touche MODE. Le premier programme de massage se lance.
5. La ceinture dispose de trois modes de massage, dont un automatique. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez de façon répétée sur la touche MODE.
6. Utilisez les touches + et - pour régler l'intensité des vibrations. Vous disposez de six niveaux d'intensité.
7. Pour activer la fonction chauffante, appuyez sur la touche au bas de la télécommande filaire. Pour couper la fonction chauffante, appuyez à nouveau sur cette touche.
8. Pour éteindre la ceinture, appuyez une fois sur la touche ON/OFF en haut.



ATTENTION !

La ceinture de massage ne constitue pas un appareil médical. Ne l'utilisez pas si vous trouvez les vibrations désagréables.

Consignes d'utilisation

- Le produit ne doit pas être appliqué sur ou à proximité d'une zone présentant des blessures externes, une pathologie cutanée ou une réaction allergique cutanée. N'utilisez pas la ceinture de massage si votre corps est encore mouillé (après une douche, un bain, etc.).
- La ceinture de massage doit toujours être bien propre. Pour nettoyer l'appareil, utilisez toujours un chiffon sec.
- N'utilisez pas la ceinture de massage au niveau de la tête ou des parties génitales.
- La ceinture de massage n'est pas un jouet.

La ceinture de massage ne convient pas pour :

- Les personnes souffrant de pathologies cardiaques et/ou portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur.
- Les personnes présentant une pression artérielle anormale, une fièvre élevée, des maladies graves et douloureuses, des tumeurs malignes ou des maladies tuberculeuses.
- Les femmes enceintes ou ayant récemment accouché.

Les personnes sous traitement médical doivent consulter un médecin avant toute utilisation de cet appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces d'endommagement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de

qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5307 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.