

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Massagegürtels. Dieses Produkt eignet sich ideal für den Einsatz an Problemzonen wie Bauch, Beinen und Po. Die tiefenwirksame Vibrationsmassage in Kombination mit der Heizfunktion wirkt durchblutungsfördernd, entspannend und regt den Stoffwechsel an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Luftentfeuchter optimal nutzen können.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.newgen-medicals.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- Massagegürtel mit Kabelfernbedienung
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Eingangsspannung: 180– 240 Volt
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ausgangsleistung: 24 Watt

Anwendungsmöglichkeiten

- Bauch: Straffung der Bauchmuskeln und Taille. Verbessert die Verdauung.
- Waden: Lindert Schmerzen in den Waden, baut die Muskulatur auf und reduziert das Auftreten von Krampfadern.
- Gesäß: Formt einen straffen Hintern für eine schönere Körper-silhouette.
- Unterer Rücken: Zum Aufbau und zur Stärkung der Rücken-muskulatur. Lindert Schmerzen, die durch langes Sitzen oder eine falsche Körperhaltung verursacht wurden.
- Oberschenkel: Strafft schlaffe Oberschenkelmuskulatur für schönere Beine.
- Nacken/Schultern/oberer Rücken: Lindert Schmerzen, die durch Arthritis, Rheuma oder eine falsche Körperhaltung verursacht wurden. Lockert verspannte Schultern.



HINWEIS:

Der Massagegürtel lässt sich dank des Klettverschlusses problemlos an den Umfang der jeweiligen Körperpartien anpassen. Mit Hilfe des Verlängerungsstücks können Sie den Gurt um 40 Zentimeter erweitern.

Verwendung

1. Packen Sie den Massagegürtel vorsichtig aus und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
2. Legen Sie den Massagegürtel um die gewünschte Körperpartie und fixieren Sie ihn mit Hilfe des Klettverschlusses.
3. Nehmen Sie die Kabelfernbedienung zur Hand und schalten Sie den Massagegürtel ein. Drücken Sie dazu die An/Aus-Taste ganz oben.
4. Drücken Sie auf die Taste MODE. Das erste Massageprogramm startet.
5. Der Gürtel verfügt über drei verschiedene Massage-Modi, darunter ein Automatik-Modus. Um von einem zum nächsten Modus zu wechseln, drücken Sie erneut auf die Taste MODE.
6. Mit Hilfe der „+“- und „-“-Taste verändern Sie die Intensität der Vibration. Es stehen insgesamt sechs Stärkestufen zur Verfügung.
7. Um die Heizfunktion zu aktivieren, drücken Sie auf die unterste Taste der Kabelfernbedienung. Um die Wärmezufuhr zu stoppen, drücken Sie erneut auf diese Taste.
8. Um die Anwendung zu beenden, drücken Sie einmal auf den An/Aus-Knopf ganz oben.



ACHTUNG:

**Der Massagegürtel ist kein medizinisches Gerät!
Verwenden Sie ihn nicht, wenn Sie die Vibration als unangenehm empfinden.**

Verwendungshinweise

- Auf oder in der Nähe von äußeren Verletzungen, Hautkrankheiten oder allergischen Reaktionen der Haut darf die Massage nicht angewendet werden. Verwenden Sie den Massagegürtel nicht, wenn Ihr Körper nach dem Duschen oder Baden noch nass ist.
- Halten Sie den Massagegürtel stets sauber. Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes Tuch.
- Verwenden Sie den Massagegürtel nicht am Kopf oder im Genitalbereich.
- Der Massagegürtel ist kein Spielzeug. Halten Sie ihn fern von Kindern!

Dieser Massagegürtel ist ungeeignet für:

- Menschen mit einer Herzkrankheit oder Menschen, die einen Herzschrittmacher oder Defibrillator tragen.
- Menschen mit unnormalem Blutdruck, hohem Fieber, starken, schmerzhaften Krankheiten, bösartigen Tumoren oder tuberkulösen Krankheiten
- Frauen in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt eines Kindes

Menschen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden, sollten vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5307 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24. 11. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-5307 ein.