

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Deluxe-3D-Kopf- & Körper-Massagegeräts.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Massagegerät optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Deluxe-3D-Kopf- & Körper-Massagegerät
- Ladestation
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

### Technische Daten

Li-Ion-Akku	1.000 mAh	
Leistung	5 W	
Ladestrom	5 V DC	
Betriebszeit	bis zu 2,5 Stunden	
Ladestation	5 V DC, 1 A	
Massage-Köpfe	4	
Intensitätsstufen	2	
Maße	Massagegerät	10 x 14 cm (Ø x H)
	Ladestation	10 x 3,8 cm (Ø x H)
Gewicht	Massagegerät	315 g
	Ladestation	85 g

### Verwendung

Laden Sie das Massagegerät vor der Verwendung auf. Stellen Sie hierzu das Massagegerät in die Ladestation und verbinden Sie die Ladestation über das USB-Kabel mit einem Ladegerät. Während des Ladevorgangs blinkt die grüne Kontrollanzeige auf der Vorderseite des Massagegerätes. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die Kontrollanzeige grün. Der Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden.

Wenn sich das Massagegerät nicht einschalten lässt oder während der Verwendung stoppt, sollten Sie es erneut aufladen.

Halten Sie das Massagegerät in einer Hand und setzen Sie es auf die Körperpartie auf, die Sie massieren möchten. Schalten Sie das Massagegerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein. Die Massage beginnt.

Durch weiteres Drücken der Ein/Aus-Taste wechseln Sie durch die beiden Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell) und die beiden Massagemodi.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das Massagegerät auszuschalten.

### Reinigung und Pflege

Schalten Sie das Massagegerät nach der Verwendung aus. Sie können das Massagegerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel, keine chemischen Reinigungsmittel und keine Reinigungsmittel, die Alkohol enthalten. Verwenden Sie ebenfalls keine Bürsten oder scharfen Gegenstände zur Reinigung des Massagegerätes.

Tauchen Sie das Massagegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bewahren Sie das Massagegerät in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nutzen Sie unmittelbar vor der Anwendung keine medizinischen oder kosmetischen Cremes oder Salben auf den betreffenden Körperzonen.
- Nutzen Sie das Massagegerät nicht länger als 30 Minuten durchgehend, danach bitte 20 Minuten ausschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nutzen Sie das Massagegerät nicht im Badezimmer.
- Sollten Sie von einem der folgenden medizinischen Fälle betroffen sein, konsultieren Sie bitte vor Gebrauch des Massagegerätes einen Arzt:
  - Osteoporose
  - Erkrankungen der Wirbelsäule (z.B. Bandscheibenvorfall, etc.)
  - Gleichgewichtsstörungen
  - Schwindelattacken
  - Schwangerschaft
  - Kürzlich zurückliegende Operationen

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3207-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-3207 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.newgen-medicals.de](http://www.newgen-medicals.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce masseur électrique pour tête et corps.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Masseur électrique
- Station de chargement
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) adaptateur secteur USB

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-ion		1000 mAh
Puissance		5 W
Courant de charge		5 V DC
Autonomie		Jusqu'à 2,5 h
Station de chargement		5 V DC / 1 A
Têtes de massage		4
Niveaux d'intensité		2
Dimensions	Appareil de massage	10 x 14 cm (Ø x H)
	Station de chargement	10 x 3,8 cm (Ø x H)
Poids	Appareil de massage	315 g
	Station de chargement	85 g

**Utilisation**

Chargez le masseur avant utilisation. Placez le masseur sur la station de chargement et branchez-la à un chargeur à l'aide d'un câble USB.

Pendant le processus de chargement, le voyant de contrôle vert à l'avant de l'appareil de massage clignote. Lorsque le chargement est terminé, le voyant vert brille en continu.

Le chargement dure environ 2 heures.

Si l'appareil de massage ne peut pas être mis en marche ou s'arrête pendant l'utilisation, vous devez le recharger.

Tenez le masseur d'une main et placez-le sur la partie du corps que vous voulez masser.

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Le massage commence.

Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour passer entre les différents niveaux de vitesse (lent / rapide) et les deux modes de massage.

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes pour éteindre l'appareil de massage.

**Nettoyage et entretien**

Éteignez l'appareil après utilisation. Vous pouvez nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Pour le nettoyage, n'utilisez ni solvant, ni produit abrasif, ni produit chimique, ni produit nettoyant contenant de l'alcool.

N'utilisez pas de brosses ou d'objets pointus pour nettoyer le masseur.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Conservez l'appareil de massage dans son emballage d'origine en un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Avant utilisation, n'appliquez ni crème, ni pommade, ni onguent (qu'ils soient cosmétiques ou médicaux) sur les zones à masser.
- Afin d'éviter une surchauffe, ne laissez pas fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes en continu, et laissez-le refroidir au moins 20 minutes après utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil de massage dans une salle de bains.
- Si vous êtes concernés par au moins un des cas médicaux suivants, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil de massage :
  - Ostéoporose
  - Affections de la colonne vertébrale (p. ex. hernie discale)
  - Troubles de l'équilibre
  - Crises de vertige
  - Grossesse
  - Opération chirurgicale récente

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3207 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).