

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Akkupressur-Ringe. Basierend auf traditioneller chinesischer Medizin- und Akkupunktur-Techniken bearbeiten Sie die Druckpunkte an Ihren Fingern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Akkupressur-Ringe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10 Akkupressur-Ringe
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Material	Rostfreier Edelstahl
Größe	Einheitsgröße
Maße	Ø 2,8 cm
Gewicht	3 g

Verwendung

1. Stülpen Sie den Akku-Pressur-Ring über den gewünschten Finger.



HINWEIS:

Gemäß traditioneller medizinischer Medizin sollen sich

auf den Fingern Druckpunkte befinden, die bei Stimulation unterschiedliche Körperregionen anregen sollen.

2. Rollen Sie den Akkupressur-Ring langsam den ganzen Finger herunter bis er auf die Handfläche stößt.
3. Rollen Sie den Akkupressur-Ring dann wieder bis zur Fingerspitze hoch.
4. Führen Sie pro Finger ca. 15-20 Wiederholungen durch.



Reinigung

Reinigen Sie die Akupressur-Ringe mit warmem Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Wenden Sie die Ringe nicht auf verletzten Hautstellen an!
- Sollten Sie sich bei der Massage unwohl fühlen, beenden Sie diese unverzüglich.
- Halten Sie Kinder von dem Produkt fern.
- **Rollen Sie die Ringe nur auf und ab, drehen Sie sie niemals zur Seite!**
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bagues d'acupression. L'acupression est issue de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une méthode qui repose sur le même principe que l'acupuncture, mais c'est la pression des doigts qui est utilisée plutôt que les aiguilles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 bagues d'acupression
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable
Taille	Taille unique
Dimensions	Ø 2,8 cm
Poids	3 g

Utilisation

1. Enfillez simplement chaque bague sur les doigts de votre choix.



NOTE :

Stimulez les différents points d'acupression présents sur vos doigts pour faire circuler l'énergie dans tout votre corps.

2. Faites lentement glisser la bague de bas en haut le long de votre doigt.
3. Répétez ce geste 15 à 20 fois.



Nettoyage

Nettoyez les bagues à l'eau chaude avec une pointe de détergent et utilisez un chiffon doux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Ne passez pas la bague sur les zones égratignées de votre corps.
- Si le massage par acupression vous met dans l'inconfort, cessez immédiatement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Faites seulement glisser les anneaux de haut en bas, jamais sur le côté !**
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !