

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

dank der Druckpunktsocken ist es nun auch für Laien sehr einfach, die aktiven Punkte der Fußsohle zu finden. Sie können genau erkennen, welche Zone Sie mit dem Massagewerkzeug stimulieren müssen, um eine bestimmtes Körperregion anzusprechen.

Anwendung:

1. Ziehen Sie die beiden Druckpunktsocken an und achten Sie dabei darauf, dass Sie Links und Rechts nicht vertauschen, sonst ist die Kennzeichnung der aktiven Punkte nicht mehr korrekt.
2. Nehmen Sie das Massagewerkzeug zur Hand und drücken Sie damit auf den Bereich der Fußsohle, der für die Körperregion zuständig ist, die Sie stimulieren möchten.
3. Bei Zonen, in denen ein Pfeil auf der Socke aufgedruckt ist, streichen Sie mit Druck mit dem Werkzeug in Pfeilrichtung.



ACHTUNG:

Bei folgenden Erkrankungen sollten Sie von einer Behandlung absehen:

- *Bei akuten Infektionen oder hohem Fieber.*
- *rheumatischen Erkrankungen der Füße.*
- *schweren Durchblutungsstörungen der Füße mit offenen Wunden oder Absterben von Gewebe.*
- *starken Schmerzen an den Füßen infolge von Verletzungen.*
- *während der Schwangerschaft.*



HINWEIS:

Die Druckpunktsocken sind bei 60°C in der Waschmaschine waschbar.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Produktvarianten:

PE3771-675	Größe 38 – 40
PE3772-675	Größe 41 – 43
PE3773-675	Größe 44 – 46