



Infrarotlampe

Bedienungsanleitung

Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die folgenden Hinweise und Tipps.

Allgemeines

- Die Infrarotlampe eignet sich sehr gut zur Behandlung von Muskelverspannungen. Die wohltuende Wärme, die von der Infrarotlampe ausgeht, hilft Verspannungen zu lösen. Dies gilt besonders bei Verspannungen, welche die Rücken- und Nackenmuskulatur betreffen.
- Außerdem kann die Infrarotlampe auch zur Linderung von Erkältungsbeschwerden eingesetzt werden. Auf das Gesicht gerichtet hilft sie Schleim aus den Kiefer- und Nebenhöhlen zu lösen. Auf die Brust gerichtet hilft sie den Schleim von den Bronchien zu lösen.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Infrarotlampe strahlt sehr viel Wärme ab. Halten Sie deshalb einen genügend großen Abstand zu der Lampe um Hautreizungen oder gar Verbrennungen zu vermeiden.
- Die Glühbirne und das Gehäuse des Produktes werden während des Betriebes sehr heiß. Berühren Sie die Glühbirne und das Gehäuse niemals, während das Produkt eingeschaltet ist!
- Sehen Sie während der Benutzung der Infrarotlampe nicht direkt in das Licht. Setzen Sie eine Schutzbrille auf oder halten Sie die Augen während der Behandlung geschlossen.
- Tauchen Sie die Infrarotlampe niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, ob die Infrarotlampe unbeschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzsteckers, Netzkabels oder eines anderen Teils der Infrarotlampe, darf diese nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Fachhändler. Versuchen Sie nicht, die Lampe selbst zu reparieren.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt die Infrarotlampe benutzen.

Inbetriebnahme

- Stellen Sie die Infrarotlampe auf eine ebene, saubere Oberfläche
- Stellen Sie die Lampe auf die gewünschte Körperpartie ein
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose (230V/50HZ)
- Die Infrarotlampe leuchtet nun.
- Halten Sie so großen Abstand von der Lampe, dass die ausgestrahlte Wärme der Lampe angenehm für Sie ist.
- Nach der Anwendung ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.

Allgemeine Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Lampe infrarouge

Mode d'emploi

Introduction

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Généralités

- La lampe infrarouge est particulièrement conseillée pour le traitement de douleurs musculaires. La chaleur apaisante de la lampe aide à détendre les contractures musculaires, plus particulièrement celles du dos et de la nuque.
- Mais la lampe peut aussi être utilisée dans le traitement de rhumes ou de toux. Dirigée vers le visage, la lampe libère les fosses nasales de tout encombrement. Dirigée vers le torse, elle libère les bronches.

Conseils de sécurité importants

- Cette lampe diffuse beaucoup de chaleur. Veuillez maintenir une distance de sécurité conséquente afin d'éviter des irritations ou des brûlures.
- L'ampoule et le boîtier chauffent lors de l'utilisation de la lampe. Ne les touchez jamais quand l'appareil est allumé.
- Ne regardez pas directement dans la lampe. Mettez des lunettes de protection ou fermez les yeux pendant l'utilisation.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Vérifiez avant chaque utilisation que la lampe n'est pas endommagée. Si le câble d'alimentation, la prise ou une autre pièce de la lampe sont endommagés, l'utilisation de la lampe est interdite. Consultez votre revendeur en cas de réparation. Ne réparez jamais l'appareil vous-même.
- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.

Utilisation

- Posez l'appareil sur une surface plane et propre.
- Positionnez la lampe
- Branchez l'appareil sur une prise (230V/50HZ)
- La lampe commence maintenant à briller.
- Positionnez la lampe de manière à ce que la chaleur soit agréable.
- Débranchez et laissez refroidir la lampe après son utilisation avant de la ranger.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

