

USB Nacken- Massagegerät

PX-3065

Center™

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen Massagegerätes. Gerade bei stundenlanger Bildschirmarbeit treten oft Verspannungen und Nackenschmerzen auf. Mit dem USB Nacken-Massagegerät können Sie diese Beschwerden nun gleich an Ort und Stelle beseitigen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses innovative Produkt optimal nutzen können.

Legen Sie sich das Massagegerät um den Hals und schließen Sie es vorne mit dem Klettverschluss. Stecken Sie das Nacken-Massagegerät dann an den USB-Port Ihres Computers an. Halten Sie die Taste "level ON/OFF" gedrückt, bis die LEDs aufleuchten. Voreingestellt ist eine sanfte Massage auf beiden Seiten. Drücken Sie die Taste "oscillation", um die Massage auf nur eine Seite zu beschränken. Die LED "M1" steht für den linken Motor, die LED "M2" für den rechten Motor. Drücken Sie die Taste "level ON/OFF", um die Stärke der Massage zu ändern. Die LED "L" steht dabei für eine sanfte Massage, die LED "H" für eine stärkere Massage.
Um das Massagegerät wieder auszuschalten, halten Sie die Taste "level ON/OFF" gedrückt, bis die LEDs aufhören zu leuchten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Masseur de nuque

USB

PX-3065

Center™

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Il n'est pas rare de ressentir des tensions et des douleurs cervicales après plusieurs heures de travail devant un écran. C'est pourquoi ce masseur combat le problème à la source, devant votre poste de travail, en étant alimenté par USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Placez l'appareil de massage autour de votre cou et fermez-le à l'avant avec la bande agrippante. Branchez ensuite l'appareil de massage à un port USB libre de votre ordinateur. Maintenez la touche "level ON/OFF" enfoncée jusqu'à ce que les LEDs s'allument. L'appareil commence avec un massage doux des deux côtés. Appuyez sur la touche "oscillation" pour restreindre le massage à un côté seulement. La LED "M1" représente le moteur de gauche, la LED "M2" celui de droite. Appuyez sur la touche "level ON/OFF" pour modifier l'intensité du massage. La LED "L" représente un massage doux, la LED "H" un massage intense.

Pour éteindre le masseur maintenez la touche "level ON/OFF" enfoncée jusqu'à ce que les LEDs s'éteignent.

Consigne de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

