



## Hot-Stone-Set



# Hot-Stone-Set

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihr neues Hot-Stone-Set</b> .....	<b>5</b>
Lieferumfang.....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn</b> .....	<b>6</b>
Sicherheitshinweise & Gewährleistung.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	7
Konformitätserklärung .....	7
<b>Produktübersicht</b> .....	<b>8</b>
<b>Vor der Inbetriebnahme</b> .....	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
<b>Hinweise zur Anwendung</b> .....	<b>11</b>
<b>Hinweise zur Reinigung</b> .....	<b>12</b>

## IHR NEUES HOT-STONE-SET

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Hot-Stone-Sets, mit dem Sie sich durch eine wohltuende Warmsteinmassage mal wieder so richtig entspannen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### **Lieferumfang**

- Deckel
- Wasserbehälter
- Heizeinheit
- Massage-Steine
- Bedienungsanleitung



#### **HINWEIS:**

*Eine Hot-Stone-Massage sollte nur von entsprechend ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Hot-Stone-Anwendungen haben, lassen Sie sich bitte vorab von entsprechenden Fachleuten oder einem Arzt beraten.*

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



#### **ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Importiert von:  
PEARL Agency GmbH  
PEARL-Straße 1-3  
D-79426 Buggingen



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung


Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-4770 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
07.11.2011



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de).  
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.  
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4770 ein.

## PRODUKTÜBERSICHT





## VOR DER INBETRIEBNAHME

Vor dem ersten Einsatz des Hot-Stone-Sets ist ein einmaliger Testlauf ohne Steine erforderlich. Bitte führen Sie dazu die folgenden Schritte durch:

1. Stellen Sie die Heizeinheit auf eine hitzebeständige Oberfläche.
2. Drehen Sie den Temperatur-Regler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
3. Stecken Sie den Netzstecker der Heizeinheit in eine Wandsteckdose.
4. Stellen Sie am Temperatur-Regler den Heizgrad auf „Vorheizen“.
5. Das Gerät sollte für etwa 60 Minuten heizen.
6. Durch die große Hitze verdunsten eventuelle Reste von noch vorhandenen Verarbeitungsmaterialien. Im weiteren Betrieb darf dies nicht vorkommen.
7. Schalten Sie das Gerät nach 60 Minuten Betriebszeit ab, indem Sie den Temperatur-Regler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
8. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
9. Das Hot-Stone-Set ist nun einsatzbereit.

## INBETRIEBNAHME

1. Waschen Sie alle Steine vor dem Gebrauch gründlich ab.
2. Legen Sie ein sauberes Handtuch auf den Boden des Wasserbehälters.
3. Platzieren Sie alle Steine, die Sie verwenden wollen, auf dem Handtuch im Wasserbehälter.
4. Füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter, bis alle Steine bedeckt sind. Der Wasserstand im Behälter muss mindestens drei Zentimeter Abstand zum oberen Rand haben.
5. Setzen Sie den Deckel auf den Wasserbehälter.
6. Stellen Sie den Temperatur-Regler auf „Vorheizen“.
7. Die Anzeige-LED leuchtet auf, wenn das Gerät die Steine erhitzt.
8. Warten Sie, bis das Gerät aufheizt. Dieser Vorgang dauert etwa 20 bis 30 Minuten.
9. Die Anzeige-LED hört auf zu leuchten, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
10. Sie können die gewünschte Heiztemperatur über den Temperatur-regler stufenlos einstellen. Die Heizeinheit behält dann die eingestellte Temperatur bei.
11. Nehmen Sie den Deckel am Griff und entfernen Sie ihn vom Wasserbehälter. Achten Sie dabei auf eventuell austretenden heißen Wasserdampf.
12. Entnehmen Sie mit einem Holzlöffel oder einer Zange einen Stein aus dem Wasserbehälter.
13. Prüfen Sie die Temperatur des Steines **vorsichtig** mit dem Finger. Wenn der Stein nicht zu heiß ist, umfassen Sie ihn mit der ganzen Hand. Der Stein soll angenehm warm sein.
14. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch ab, indem Sie den Temperatur-Regler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

## HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Verwenden Sie das Hot-Stone-Set nicht, falls eine oder mehrere der folgenden Konditionen auf Sie zutreffen:

- Tuberkulose
- Thrombose
- Phlebitis
- Müdigkeit

Verwenden Sie das Hot-Stone-Set nicht auf folgenden Bereichen:

- Krampfadern
- Unbestimmbare Schmerzen in der Wade
- Offene Wunden
- Prellungen

Verwenden Sie das Hot-Stone-Set nur mit Erlaubnis Ihres Arztes, wenn eine oder mehrere der folgenden Konditionen zutreffen:

- Schwangerschaft
- Diabetes
- Andere Krankheiten



**ACHTUNG:**

***Brechen Sie die Therapie mit dem Hot-Stone-Set umgehend ab, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein empfinden und kontaktieren Sie Ihren Arzt!***

## HINWEISE ZUR REINIGUNG

1. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
2. Drehen Sie dazu den Temperatur-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
4. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
5. Entfernen Sie alle Steine aus dem Wasserbehälter.
6. Leeren Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter.
7. Reinigen Sie den Wasserbehälter mit warmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen zum Reinigen des Hot-Stone-Sets!
8. Spülen Sie den Wasserbehälter mit klarem Wasser aus und trocknen Sie ihn mit einem sauberen Tuch.
9. Reinigen Sie die Heizeinheit mit einem sauberen Tuch.
10. Bringen Sie die Heizeinheit niemals mit Wasser in Berührung.
11. Reinigen Sie die Steine mit sauberem, warmen Wasser.
12. Warten Sie, bis die Steine trocken sind, bevor Sie das Hot-Stone-Set zur Lagerung verstauen.

FÜR IHRE NOTIZEN

FÜR IHRE NOTIZEN





**newgen**  
**medicals**<sup>TM</sup>