

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kfz-Shiatsu-Massagekissens. Eine Massage mit dem Shiatsu-Massagekissen hilft bei Müdigkeit und schmerzenden Nackenverspannungen, es unterstützt den Blutkreislauf sowie den Stressabbau. Das Massagekissen können Sie bequem zu Hause, im Büro und mit dem 12-V-Autoadapter auch unterwegs einsetzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Kfz-Shiatsu-Massagekissen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Etui
- Kfz-Shiatsu-Massagekissen
- Netzkabel
- 12-V-Autoadapter
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Das Massagekissen besitzt 4 Massage-Köpfe und ist für die Massage von tieferem Muskelgewebe geeignet. Durch die Massage wird die Durchblutung angeregt und es können auch tief sitzende Verspannungen gelöst werden.

- Verbinden Sie das Massagekissen mithilfe des 12-V-Autoadapters oder Netzteils mit der Stromversorgung. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus.
- Legen Sie das Massagekissen auf die zu behandelnde Stelle im Schulter-/Nackebereich.
- Bringen Sie den **Ein/Aus**-Schalter in die Position **I**, um die Massage-Funktion einzuschalten.
- Bringen Sie nach der Massage den **Ein/Aus**-Schalter in die Position **0**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.



HINWEIS:

Eine Massageanwendung sollte nicht länger als ca. 20 Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät nach der Anwendung in den Standby-Modus und verwenden Sie es erst nach Ablauf von ca. 30 Minuten erneut. Verwenden Sie das Massagekissen nicht auf entzündeter oder verletzter Haut.

Technische Daten

Stromversorgung	AC 100 bis 240 V / DC 12 V
Frequenz	50 bis 60 Hz
Nennleistung	18 W
Anwendungsdauer	Max. 20 Minuten

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche).
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät ununterbrochen nicht länger als ca. 20 Minuten und verwenden Sie es erst nach Ablauf von ca. 30 Minuten erneut.
- Achtung! Wenn Sie unter ärztlicher Behandlung stehen oder zu einer der folgenden Gruppen gehören, befragen Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin, ob Sie dieses Gerät benutzen können. Für folgende Personengruppen wird eine Anwendung mit diesem Gerät nicht empfohlen: Personen mit Herzerkrankungen, einem Herzschrittmacher, bösartigen Tumoren oder Osteoporose.

- Verwenden Sie das Gerät nicht auf entzündeter oder verletzter Haut.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-4979 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-4979 ein.