



Stethoscope

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Stethoskop erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Einsatzmöglichkeiten

Dieses Stethoskop ist ein nützliches medizinisches Instrument, um Herztöne, Lunge oder andere Organe des menschlichen Körpers abzuhören.

Ausstattungsmerkmale

Das Stethoskop besteht aus einem Untersuchungskopf mit zwei Funktionen und drehbarer Achse, stark profiliertem Gummischlauch, Ohrbügel und Ohrstecker.

Der zweifach zu gebrauchende Untersuchungskopf beinhaltet zwei Teile. Sie sind gegenüberliegend angeordnet und haben verschieden geformte Aushöhlungen. Der flache Teil steht für den flachen Untersuchungskopf bei herkömmlichen Stethoskopen. Der ausgehöhlte Teil kann Stethoskope mit glockenförmigem Untersuchungskopf ersetzen.

Je nachdem, wie benötigt, wird die Achse so gedreht, dass sie mit der richtigen Seite des Kopfstückes zusammenpasst.

Dieses Stethoskop zeichnet sich durch eine gute Qualität der Geräuschübertragung, einen einfachen Aufbau und eine gute Handhabbarkeit aus.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Anleitung dient dazu, Sie mit den Bestandteilen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.





Stéthoscope

Introduction

Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation

Cet outil vous permet d'être à l'écoute de votre cœur et d'autres organes.

Descriptif de l'appareil

Le stéthoscope se compose du micro à 2 fonctions et rotatif, d'un tuyau en caoutchouc, de la lyre et de ses 2 embouts.

Le micro se compose de 2 pièces. Ces pièces sont l'une en face de l'autre et ont des tailles de membranes différentes. La membrane plane est le micro plat de stéthoscopes usuels.

Suivant l'utilisation que vous faites de votre stéthoscope, tournez son axe afin de toujours avoir le bon côté du micro.

Ce stéthoscope se caractérise par une excellente diffusion du son, un montage facile et une prise en main rapide.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

